


## UGL2 OSPŁ

kabina UGUL pojedyncza z drabinką i osprzętem  
pełnym

Kabina UGUL Juventas UGL2 z drabinką pojedynczą 200x200x203 cm składająca się z 8 prostokątnych pręseł wypełnionych prętami stalowymi lakierowanymi proszkowo w standardzie na kolor biały. Wraz z kabiną UGUL dostarczany jest zestaw pełny osprzętu Juventas OSPŁ do ćwiczeń w kabinie UGUL.

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego UGUL stosowany jest w kinezyterapii indywidualnej do usprawniania leczniczego schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych poprzez ćwiczenia ruchowe w zawieszeniu, czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Jednocześnie w kabinie UGUL i przy niej może ćwiczyć do kilku pacjentów.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 200x100cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na akcesoria	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Konstrukcja UGUL	kabina pojedyncza
Drabinka	z drabinką
Przewieszka boczna	bez przewieszki
Osprzęt do ćwiczeń UGUL	z zestawem osprzętu
Materiał konstrukcji	stal lakierowana proszkowo
Wysokość kabiny UGUL [cm]	203
Szerokość kabiny UGUL [cm]	200
Głębokość kabiny UGUL [cm]	200
Zestaw osprzętu do ćwiczeń	zestaw pełny Juventas OSPL - specyfikacja poniżej
Linka długość 160 cm [szt.]	14
Linka długość 96 cm [szt.]	6
Linka długość 245 cm [szt.]	1
Linka długość 572 cm [szt.]	1
Linka długość 37,5 cm [szt.]	3
Podwieszka przedramienia i podudzi [szt.]	6
Podwieszka przedramienia i podudzi - wymiary	42x10 cm
Podwieszka ud i ramion [szt.]	6
Podwieszka ud i ramion - wymiary	54x13,5 cm
Podwieszka pod miednicę [szt.]	2
Podwieszka pod miednicę - wymiary	83x23 cm
Podwieszka klatki piersiowej [szt.]	1
Podwieszka klatki piersiowej - wymiary	83x30 cm
Podwieszka pod głowę [szt.]	1
Podwieszka pod głowę - wymiary	15x53 cm
Podwieszka stóp [szt.]	4
Podwieszka stóp - wymiary	7,5x61 cm

Podwieszka dwustawowa [szt.]	4
Podwieszka dwustawowa - wymiary	pelota 16x8 cm   pas 4x13,5 cm
Pas do wyciągu za miednicę [szt.]	1
Pas do wyciągu za miednicę - wymiary	13,3x17 cm
Kamaszek skórzany [szt.]	2
Kamaszek skórzany - wymiary	13,5x17 cm
Ciężarek miękki 0,5 kg [szt.]	2
Ciężarek miękki 1 kg [szt.]	2
Ciężarek miękki 1,5 kg [szt.]	2
Ciężarek miękki 2 kg [szt.]	2
Ciężarek miękki 2,5 kg [szt.]	2
Ciężarek miękki 3 kg [szt.]	1
Ciężarek miękki 4 kg [szt.]	1
Esik [szt.]	60
Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej [szt.]	1
Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej - wymiary	pelota 21x44,8 cm   3 pasy 3x113 cm
Pas do stabilizacji klatki piersiowej [szt.]	1
Pas do stabilizacji klatki piersiowej - wymiary	pelota 11,8x30 cm   pas 4x108 cm
Pas do stabilizacji podudzia [szt.]	2
Pas do stabilizacji podudzia - wymiary	pelota 10x12 cm   pas 4x132 cm
Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia [szt.]	2
Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia - wymiary	pelota 10x12 cm   2 pasy 4x36,5 cm
Pas do stabilizacji ud [szt.]	1
Pas do stabilizacji ud - wymiary	pelota 11,8x30 cm   2 pasy 3x110 cm
Pętla Glissona z orczykiem [szt.]	1

#### Biuro handlowe sklepu

#### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

#### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>