




KN13

klin rehabilitacyjny 60x80x40 cm tapicerowany z
wkładem z pianki poliuretanowej



Klin rehabilitacyjny Juventas KN13 o szerokości 60 cm i długości 80 cm oraz wysokości 40 cm do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej lub masażu. Klin o przekroju poprzecznym trójkąta wykonany jest z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej o podwyższonej odporności na odkształcenia i obszyty atestowanym materiałem skóropodobnym lub winylowym w wybranym kolorze.

Klin rehabilitacyjny KN13 może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce korekcyjnej. Stosowany jest również do masażu klasycznego i sportowego służąc do podpierania i odciążania szeregu części ciała. Spełni swoje funkcje również w salonach kosmetycznych i Spa jako klin kosmetyczny do relaksacyjnego podparcia różnych partii ciała.

Klin rehabilitacyjny KN13 jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

W standardzie

- atestowana i zmywalna tapicerka skóropodobna z palety Standard Line

Opcje objęte dopłatą

- atestowana i zmywalna tapicerka winylowa z palety EXCLUSIVE Line

Tapicerka klina rehabilitacyjnego - paleta Standard Line

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M754 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), a także środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0,85 ±0,15 mm | wytrzymałość na rozdzieranie $\geq 2,5$ daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCW modyfikowane 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



Tapicerka klina rehabilitacyjnego - paleta EXCLUSIVE Line

Wynylowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwą handlową kolekcji Silvertex i Diamante. Posiada wykończenie PermaBlok3 chroniące przed plamami oraz powłokę antybakteryjną, antywirusową i przeciwgrzybiczą, która dzięki zawartym jonom srebra chroni w dużym stopniu przed bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz przed powstawaniem na powierzchni zarodników grzybów, mączniaków i pleśni i drożdży. Jest materiałem odpornym na promieniowanie UV oraz na pęknięcie, rozerwanie i utratę elastyczności, a przy tym trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapałki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu.



Parametry: gramatura: 685 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

Surowce: powłoka - vinyl 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.



| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Gabaryt przesyłki z produktem | paczka do 2 kg |
| Kraj producenta | Polska |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarancja - gwarant | gwarantem jest producent wyrobu |
| Serwis | fabryczny producenta |
| Nr katalogowy wyrobu u producenta | KN13 |
| Przekrój poprzeczny klina | trójkąt prostokątny |
| Długość klina | 80 cm |
| Szerokość klina | 60 cm |
| Wysokość klina | 40 cm |
| Pokrowiec na klin | bez pokrowca |
| Wypełnienie | pianka poliuretanowa |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>