


WL.1

wałek rehabilitacyjny $\varnothing 8 \times 20$ cm tapicerowany

Walek rehabilitacyjny o średnicy 8 cm i długości 20 cm do pozycjonowania pacjenta podczas różnego rodzaju terapii lub masażu i technik manualnych, a także do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej. Walek wykonany jest z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej o podwyższonej odporności na odkształcenia i obsyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym lub winylowym w wybranym kolorze.

Walek rehabilitacyjny WL.1 może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce korekcyjnej. Stosowany jest również do masażu klasycznego i sportowego służąc do podpierania różnych partii ciała. Spełni swoje funkcje również w salonach kosmetycznych i Spa jako walek kosmetyczny stosowany w celu rozluźnienia lub podparcia poszczególnych części ciała, a także w warunkach domowych przy ćwiczeniach lub do podparcia głowy lub kończyn.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

W standardzie

- atestowana i zmywalna tapicerka skóropodobna z palety Standard Line

Opcje objęte dopłatą

- atestowana i zmywalna tapicerka winylowa z palety EXCLUSIVE Line

Tapicerka wałka rehabilitacyjnego - paleta Standard Line

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M754 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), a także środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0,85 ±0,15 mm | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2,5 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCW modyfikowane 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



Tapicerka wałka rehabilitacyjnego - paleta Exclusive Line objęta dopłatą

Wyniowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwą handlową kolekcji Silvertex i Diamante. Posiada wykończenie PermaBlok3 chroniące przed plamami oraz powłokę antybakteryjną, antywirusową i przeciugrzybiczą, która dzięki zawartym jonom srebra chroni w dużym stopniu przed bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz przed powstawaniem na powierzchni zarodników grzybów, mączniaków i pleśni i drożdży. Jest materiałem odpornym na promieniowanie UV oraz na pęknięcie, rozerwanie i utratę elastyczności, a przy tym trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapałki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu.



Parametry: gramatura: 685 g/m² | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

Surowce: powłoka - vinyl 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.



Średnica wałka [cm]	8
Długość wałka [cm]	20
Wkład wałka	pianka PU 30-35 kg/m ³
Twardość wałka	średnio twardy
Poszycie wałka	tkanina skóropodobna
Pokrowiec na walek	bez pokrowca
Ciężar wałka [kg]	0,1
Numer katalogowy produktu	WL1
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	3926 90 97
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	59050807725RK
Nomenklatura wg URPLWMIPIB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Gwarancja na wkład piankowy	1 rok
Producent	Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. [25]
Siedziba producenta	[25] Srogów Górny 172, 38-507 Jurówce [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[25] 13 463 80 35 reklamacje@juventas.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	10
Długość paczki [cm]	22
Wysokość paczki [cm]	10
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	1

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>