

Ko02.E

mobilny stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej z blatami i szafką



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada trzy pogłębione blaty zabiegowe z trzech stron zabezpieczone relingami przed zsunieniem się sprzętu zabiegowego z blatu podczas przetaczania stolika oraz użytkową szafkę z drzwiczkami na sprzęt zabiegowy lub akcesoria i obustronne odcinki szyn instrumentalnych do mocowania lub zawieszania innego wyposażenia zabiegowego. Szafka z zamkiem magnetycznym bez klucza (zatrzaśk). Ściany korpusu szafki od wewnątrz posiadają obicie z niechlonego wilgoci materiału wygłuszającego w celu zmniejszenia rezonowania przy przetaczaniu stolika. Drzwi szafki z uchwytem frontowym do ich otwierania i zamykania. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego z gniazdami kół i uchwytami do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 duże kółka kierunkowe (skrzętne) o średnicy 100 mm z wysuniętymi odbojami i oponkami do twardego podłoża nierysującymi powierzchniami. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojuowy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory



DANE PRODUKTU

| | |
|--|---------------------------------------|
| Konstrukcja stelaża stołka zabiegowego | stal kwasoodporna |
| Stołek zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej | Tak |
| Wysokość stołka zabiegowego | 90 cm |
| Szerokość stołka zabiegowego | 122 cm |
| Ilość blatów zabiegowych | 3 blaty zabiegowe |
| Materiał blatów zabiegowych | stal kwasoodporna |
| Stołek zabiegowy z szafką | Tak |
| Misy zabiegowe - ilość | 2 misy zabiegowe |
| Misy zabiegowe - materiał | stal kwasoodporna |
| Misy zabiegowe w standardzie | Nie |
| Misy zabiegowe opcjonalnie | Tak |
| Mobilny stołek na kółkach | Tak |
| Nośność maksymalna stołka [kg] | 35 |
| Stelaż stołka - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Błat zabiegowy (instrumentalny) - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Błat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm] | górný 110 dolne 60 |
| Błat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm] | 50 |
| Błat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg] | górný 10 dolne 5 |
| Szafka - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Szafka - szerokość [cm] | 50 |
| Szafka - głębokość [cm] | 50 |
| Szafka - wysokość [cm] | 58,5 |
| Szafka - zamknięcie | opcjonalnie zamek patentowy z kluczem |
| Szafka - maksymalne obciążenie [kg] | 10 |
| Miski na odpady - ilość | opcjonalnie 1 lub 2 sztuki |
| Miski na odpady - pojemność [ml] | 250 |
| Miski na odpady - średnica [cm] | 22 |
| Miski na odpady - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg] | 2 |
| Podstawa stołka | mobilna na kołach |
| Kółka - rodzaj | skrętné z odbojami |
| Kółka - średnica [mm] | 100 |
| Kółka - blokowanie | 2 koła z blokadą |
| Szerokość całkowita stołka [cm] | 122 |
| Głębokość całkowita stołka [cm] | 55 |

| | |
|---|---|
| Wysokość całkowita stołka [cm] | 90 |
| Waga stołka [kg] | 34 |
| Numer katalogowy produktu | STKO-03-P(DL2P)-110-KO-0000-K8.6 |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5904126-STKO/MK |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | STKO-03 stołek zabiegowy Typ STKO |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 60 |
| Producent wyrobu | [37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [37] PL-MF-000009262 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24