

## WKG

wanna wirówka do hydromasażu wirowego kończyn  
górných

Wanna WKG do masażu wirowego kończyn górnych w strefach dłoni i przedramion z użyciem 44 dysz do hydromasażu. Wyposażona w komorę zabiegową o pojemności przelewowej 48 litrów wykonaną z wysokiej jakości akrylu i wzmocnioną matami z włókna szklanego z zainstalowanym czujnikiem poziomu napełnienia. Wanna zaopatrzona jest ponadto między innymi w elektroniczny panel sterowania z zegarem zabiegowym, system napowietrzania strumienia wody z regulacją, termometr z czujnikiem temperatury wody i wyciąganą wylewkę prysznicową z wężem oraz elektronicznie sterowany system odkamieniania i półautomatyczny system opróżniania wanny. Wirówka w opcji dodatkowej może być wyposażona w automatyczny system napełniania komory zabiegowej wanny.

Wanna wirowa WKG przeznaczona jest do prowadzenia zabiegów hydroterapii kończyn górnych za pomocą napowietrzonego strumienia wody wzbudzanego przez pompę. Masaż wirowy wywołuje przekrwienie, zmniejsza obrzęki i zastoje krwi żyłnej, jednocześnie działając przeciwbólowo i rozluźniająco na mięśnie. Masaż wirowy kończyn górnych stosuje się najczęściej w stanach pourazowych, zaburzeniach nerwowych kończyn, zmęczeniu układu mięśniowo-nerwowego, a także w różnych postaciach chorób reumatycznych i w niektórych postaciach zaburzeń krążenia obwodowego w kończynach, w stanach po zakrzepach żylnych, we wczesnych okresach zwięzającego zapalenia tętnic, w chorobie Raynauada, w stanach po odmrożeniach i po chirurgicznym leczeniu żyłaków.

Producent: Meden-Inmed



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 120x100 cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	WKG
Masaż wirowy wg stref ciała	kończyny górne
Wyciągana wylewka prysznicowa	Tak
Pojemność zabiegowa [litrów]	minimalna 30l   normalna 40l   do przelewu 48l
Liczba dysz - masaż podwodny	44
Hydromasaż - regulacja intensywności	system napowietrzania strumienia wody z regulacją
Panel sterowania	elektroniczny
System odkamieniania	sterowany elektronicznie
System napełniania wanny	manualny lub automatyczny (opcja dodatkowa)
Czas napełniania wanny	76 sekund do przelewu
System opróżniania wanny	półautomatyczny
Czas opróżnienia wanny	42 sekundy
Ustawianie czasu zabiegu	1-599 minut
Pompa wody - wydajność	345 l/min
Pompa wody - zabezpieczenia	zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
Czujnik temperatury wody	Tak
Czujnik poziomu wody	Tak
Inne wyposażenie w standardzie	baterie wannowe   prysznic   krzesło przywannowe
Wanna - długość [cm]	90
Wanna - szerokość [cm]	95
Wanna - wysokość [cm]	92
Waga wanny	60 kg bez wody
Zasilanie	AC   230 V   50 Hz
Pobór mocy	max 900W
Klasa i typ ochronności	I,B
Stopień ochrony IP	IPX5
Zgodność wykonania z normami	PN-EN 60601-1   PN-EN 60335-2-60   PN-EN 1041   PN-EN 980

#### Biuro handlowe sklepu

#### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

#### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>