

MB3.H5A

zabiegowy wózek oddziałowy z tacą instrumentalną



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Oddziałowy wózek szpitalny z profilowanym (pogłębianym) blatem zabiegowo-instrumentalnym wykonanymi z wytrzymałego i lekkiego tworzywa ABS oraz stalową ramą (półką) lakierowaną proszkowo pod zdejmowaną i pogłębianą tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H1&N9 i uniwersalną półką koszową ze stali lakierowanej proszkowo, a także stalowym koszykiem lakierowanym proszkowo na akcesoria i stalowym uchwytem do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z tworzywa ABS. Pogłębienie blatu i tacy instrumentalnej zabezpiecza instrumentarium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z lekkich profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych z estetyczną nakładką wykonaną z tworzywa sztucznego ABS. Cięższa podstawa stalowa nadaje stabilności całej konstrukcji wózka poprzez obniżenie jego środka ciężkości. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie z białego tworzywa sztucznego z oponkami nie rysującymi twardych podłoży. Dwa kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Uzupełnieniem konstrukcji wózka oddziałowego jest praktyczny uchwyt do jego przetaczania w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne kanały montażowe. Kanały wewnętrzne umożliwiają regulację położenia elementów zawieszonych na stelażu, a kanały zewnętrzne służą do montowania wyposażenia dodatkowego, jak również w przyszłości także doposażenia wózka w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek. Kanały montażowe zaślepione są maskownicami z tworzywa sztucznego stanowiącymi element dekoracyjny wózka oddziałowego i zapobiegają zbieraniu się brudu w kanałach montażowych.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000009262)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory



DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie wózka oddziałowego	procedury medyczne
Konstrukcja wózka oddziałowego	stal + aluminium lakierowane
Wysokość wózka	88 cm
Szerokość wózka	102 cm
Wózek z białem/białami zabiegowymi	Tak
Błaty zabiegowo-instrumentalne	1 blat tworzywo ABS
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	Tak
Tace instrumentalne (zdejmowane)	1 taca stal kwasoodporna
Wózek z szufladą/szufladami	Nie
Wózek z półką/półkami kosзовymi	Tak
Półki kosзовe	1 półka stal lakierowana
Wózek z misami zabiegowymi	Nie
Wózek z kuwetami	Nie
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	Tak
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wózek mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna wózka [kg]	35
Stelaż wózka - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Błat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	tworzywo sztuczne ABS
Błat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	74
Błat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	41
Błat - maksymalne obciążenie [kg]	10
Tace zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Taca zabiegowa - długość [cm]	65
Taca zabiegowa - szerokość [cm]	39
Taca zabiegowa - pogłębienie użytkowe [mm]	17
Taca zabiegowa - maksymalne obciążenie [kg]	5
Półki kosсовe - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półka kosсовo - szerokość [cm]	40,5
Półka kosсовo - długość [cm]	65,5
Półka kosсовo - głębokość [cm]	9
Półka kosсовo - maksymalne obciążenie [kg]	10
Uchwyt worka na odpady - rodzaj	z pokrywą i podstawą
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	tworzywo ABS
Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	stal lakierowana proszkowo

Podstawa wózka - materiał	stal pokryta tworzywem ABS
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne w obudowie z tworzywa ABS
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita wózka [cm]	102
Głębokość całkowita wózka [cm]	45,5
Wysokość całkowita wózka [cm]	88
Ciężar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg]	20
Numer katalogowy produktu	H-03-BTK(90)-ABS3-0000-K6.3-W STW2.01.ST.9003.ABS3-75 KR2.(295)x95x85.ST.0000-75
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-MB3/FS
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	H-05 stolik oddziałowy wielofunkcyjny serii MB-3 Typ H
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	22
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należącą potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24