

## ASB-236MC

mobilna lampa UV-C Aseptor Basic przepływowa z licznikiem



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powietrza. Skutecznie eliminuje unoszące się w powietrzu drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w dwa promienniki o mocy 36W emitujące wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 254 nm. Promienniki zabudowane są w przepływowej komorze dezynfekcyjnej z wymuszonym przez wentylator obiegiem powietrza. Komora wykonana jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało, dzięki czemu przepływowa lampa UV-C może być załączana podczas pobytu ludzi i zwierząt w pomieszczeniu celem permanentnej dezynfekcji powietrza nawet przez całą dobę, także w warunkach domowej opieki nad chorym.

Wlot powietrza do przepływowej komory dezynfekcyjnej zabezpieczony jest wymiennym filtrem przeciwpyłowym. Producent lampy zaleca wymianę filtra co ok. 2160 godzin pracy promienników bakteriobójczych, czyli średnio co kwartał przy permanentnej dezynfekcji powietrza (praca lampy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu). Opcjonalnie przy zakupie lampy dostępne są filtry zapasowe do lamp UV-C Aseptor Basic.

W placówkach ochrony zdrowia przepływowe lampy UV-C służą utrzymywaniu higieny powietrza w pomieszczeniach placówki eliminując obecne w powietrzu drobnoustroje, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego pacjentów i personelu tej placówki.

Lampy UV-C serii Aseptor Basic są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w kompaktowe promienniki PL-L TUV36W (Philips) lub HNS-L 36W (Osram) o długiej żywotności (9000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp.

Lampa ASB-236MC osadzona jest na statywie wykonanym z tworzywa sztucznego z 5-ramienną podstawą wyposażoną w 5 kółek bez hamulca. Opcjonalnie 2 kółka mogą być wyposażone w hamulec (blokadę jazdy). Lampa wyposażona jest też w przewód zasilający z wtyczką do sieci elektrycznej 230V.

### Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j.  
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz  
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl) <https://epicmed.pl/> 32 720 94 11

ASEPTOR  
BASIC



99,9%  
redukcji  
drobnoustrojów



<20 dB  
głośność  
wentylatora



90 m<sup>3</sup>  
dezynfekowana  
kubatura



9000 h  
trwałość  
promienników



Rodzaj lampy UV-C	przepływową mobilną
Model lampy (seria)	ASB Aseptor Basic
Moc i liczba promienników UV-C	72W [2x36W]
Skuteczność w pomieszczeniu	do 35 m <sup>2</sup> [90 m <sup>3</sup> ]
Wydajność wentylatora	80 m <sup>3</sup> /h
Żywność promienników UV-C	9000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników	cyfrowy z wyświetlaczem LED
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna i wizualna
Pilot zdalnego sterowania	Nie
Przewód zasilający lamę UV-C	3 m z wtyczką do gniazda typu E
Wydajność dezynfekcji powietrza	40-80 m <sup>3</sup> /h
Typ promienników UV-C	PL-L TUV36W lub HNS-L 36W
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość fali promieniowania UV-C	254 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - nie wytwarzają fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Poziom hałasu lampy UV-C	max 20 dB
Zasilanie sieciowe lampy	AC   230 V   50 Hz
Pobór mocy	80W
Klasa zabezpieczenia lampy	I klasa
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Licznik czasu pracy promienników - typ	zaawansowany licznik cyfrowy z wyświetlaczem
Licznik czasu pracy promienników - wyświetlacz	LED 4-polowy
Długość kopuły [cm]	14
Szerokość kopuły [cm]	21,5
Wysokość kopuły [cm]	89
Waga kopuły lampy [kg]	9,1
Waga statywu [kg]	3,6
Długość całkowita lampy [cm]	60
Szerokość całkowita lampy [cm]	60
Wysokość całkowita lampy [cm]	107
Waga całkowita lampy [kg]	12,7
Numer katalogowy produktu	ASB 236 MC
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE

Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	2
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	14
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ® ul. Stępowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] ☎42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24