



SBN stanowisko do badania i przewijania niemowląt



Stanowisko do badania i przewijania niemowląt z tapicerowanym blatem zabiegowym, wykonane w typie klasycznego przewijaka na konstrukcji z profili stalowych lakierowanych proszkowo zapewniającej stabilność podczas badania i zabiegów pielęgnacyjnych. Stanowisko wyposażone jest w wykonany z płyty meblowej blat zabiegowy o wymiarach zewnętrznych 96x75 cm (szerokość x głębokość) z doklejonymi od wewnątrz elementami chroniącymi niemowlę przez urazami (materacyk i boki), wykonanymi z pianki PU powleczonej atestowanym materiałem skóropodobnym poddającym się dezynfekcji. Wysokość od podłoża do blatu zabiegowego wynosi 79 cm przy całkowitej wysokości stanowiska 99 cm. W podstawie zastosowano podgumowane stopki.

Nr katalogowy: UBM-SBN*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



Tapicerka blatu zabiegowego stanowiska do badania niemowląt - kolorystyka



Producent: U.B.M-Kotasińska



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: UBM-SBN*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 30 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	SBN
Rodzaj stanowiska	stolik z blatem
Ogrzewacz noworodków	Nie
Wysokość całkowita	99 cm
Szerokość całkowita	96 cm
Głębokość całkowita	75 cm
Wymiary blatu	96 x 75 cm
Ostony blatu	piankowe tapicerowane
Wyposażenie - szafka	bez szafki
Wyposażenie - szuflady	bez szuflad
Wyposażenie - półki dolne	bez półek dolnych
Wyposażenie - półki koszowe	bez półek koszowych
Wyposażenie - półka frontowa wysuwana	bez wysuwanej półki frontowej
Wyposażenie - półki boczne	bez półek bocznych
Opcje podstawy	stopki
Dopuszczalne maksymalne obciążenie [kg]	90
Stelaż - konstrukcja	stalowa lakierowana proszkowo
Blat - konstrukcja	 płyta meblowa
Blat - szerokość [cm]	96
Blat - głębokość [cm]	75
Blat - wypełnienie	pianka PU
Stopki podstawy	przeciwpoślizgowe
Masa własna [kg]	25

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.