

## T30.200x80x12.PW10

piankowy materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym - 10 kompletów

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Piankowe materace szpitalne T30 o wymiarach katalogowych 200x80x12 cm do łóżek medycznych i rehabilitacyjnych. Wkład każdego materaca wykonany jest ze średnio twardej pianki poliuretanowej PU o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup> pokrytej tkaniną obiciową składającą się z bawełny, polipropylenu i poliestru. Materace T30 charakteryzują się wysoką sprężystością z jednoczesną możliwością zginania w łóżkach medycznych z regulowanymi segmentami leża (np. zagłówek i segment nożny). Grubość każdego materaca 12 cm zapewnia odpowiedni komfort dla pacjenta. Materace charakteryzują się też dobrą cyrkulacją powietrza wewnątrz wkładu, co pozwala zapewnić higieniczne warunki użytkowania.

Materace wyposażone są w pokrowce medyczne wykonane z białego poliestru z wodoszczelną (nieprzemakalną), paroprzepuszczalną i antyalergiczną powłoką poliuretanową. Najważniejszą cechą pokrowca paroprzepuszczalnego jest wodoszczelność przy jednoczesnej przepuszczalności pary wodnej (materiał oddychający). Pokrowiec paroprzepuszczalny, przy zachowaniu swojej wodoszczelności na płyny z zewnątrz, pochłania w ciągu 24 godzin około 1000g/m<sup>2</sup> wilgoci z ciała pacjenta. Nie powoduje oparzeń skóry. Nadaje się również dla alergików. Pokrowiec wzdłuż dwóch boków ma wszyty suwak błyskawiczny do zapinania pokrowca na materacu.

Właściwości pokrowca: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciwiwgrzybca. Odporny na wszystkie środki dezynfekujące nie zawierające chloru.

Skład surowcowy pokrowca: 40% Poliester + 60% poliuretan, gramatura 150g/m<sup>2</sup>.

Pranie: pokrowiec można prać w temperaturze do 95°C. Należy przestrzegać oznaczeń o warunkach czyszczenia i konserwacji znajdujących się na metce wszytej w pokrowiec.

Do materaca szpitalnego z pokrowcem paroprzepuszczalnym nie należy stosować żadnych dodatkowych prześcieradeł, ochraniaczy, podkładów ani materacy powierzchniowych. Pacjent o ograniczonej zdolności ruchowej winien leżeć bezpośrednio na pokrowcu paroprzepuszczalnym materaca. Inne zastosowanie powoduje szybkie uszkodzenie pokrowca i utratę jego funkcji.

**Oferta Epic Premium** obejmuje **10 kompletów** materacy T30.200x80x12.PW wraz z pokrowcami paroprzepuszczalnymi nieprzemakalnymi (wodoszczelnymi). **Oferta nie jest dostępna dla zamawiających materace z dostawą do domu pod adresy prywatne (nie firmowe).**

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny  
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000051814](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-000051814)

PRODUCENT  
**JANPOL**  
FABRYKA MATERACY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

## Pokrowiec paroprzepuszczalny nieprzemakalny



# DANE TECHNICZNE

Rodzaj oferty	Epic Premium: 10 kompletów
Rodzaj materaca szpitalnego	piankowy zwykły
Rozmiar materaca	200x80 cm
Twardość materaca	średnio twardy
Pokrowiec materaca	paroprzepuszczalny wodoodporny
Wkład materaca - materiał	pianka poliuretanowa
Gęstość pianki wkładu materaca	30 kg/m <sup>3</sup>
Pokrowiec materaca - materiał	poliester z powłoką poliuretanową
Zapinanie pokrowca na materacu	suwak błyskawiczny
Pokrowiec - temperatura prania	95°C
Długość materaca [cm]	200 ±2
Szerokość materaca [cm]	80 ±2
Grubość materaca [cm]	12 ±1
Ciężar materaca z pokrowcem [kg]	18
Numer katalogowy produktu	T30 200x80x12 PW 10 kompletów
Kod PKWiU	31.03.12.0
Kod CN	9404 21 90
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5906267MATSZP5S
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Materac szpitalny
Numer wpisu do rejestru wyrobów medycznych	PL/DR 019123
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na wkład piankowy	2 lata
Gwarancja na pokrowiec materaca	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka niestandardowa z dostawą transportem własnym producenta
Liczba paczek w przesyłce	2
Szerokość paczki [cm]	80

Długość paczki [cm]	200
Wysokość paczki [cm]	65
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	190
Producent wyrobu	[14] JANPOL Fabryka Materacy sp. z o.o. ☒ ul Cynkowa 2a, 43-180 Orzesze [Polska] ☎32 218 09 00 @ biuro@janpol.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[14] PL-MF-000051814
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 32 218 09 00 @ reklamacje@janpol.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[14] ☎ 32 218 09 00   biuro@janpol.pl

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24