


Airex Coronella 185

rehabilitacyjna mata do ćwiczeń 185x60x1.5 czerwona

Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Profesjonalna mata piankowa w kolorze czerwonym do ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacyjnych oraz do hydroterapii dzieci i dorosłych o wymiarach katalogowych 185 x 60 cm i grubości 15 mm (tolerancja wymiarów +/- 2,5%). Wykonana z miękkiej pianki komórkowej formowanej bez form i wtrysku. W przestrzeni kilku tysięcy komórek zamknięte jest powietrze, dzięki czemu mata ma doskonałe właściwości izolacyjne i amortyzujące. Posiada powłokę antybakteryjną na wierzchniej stronie oraz powłokę antypoślizgową od spodu. Wodoodporna, nie wchłania wilgoci i potu.

Coronella 185 to wygodna, przyjemna w dotyku i przyjazna dla ciała mata do ćwiczeń o długiej żywotności i wysokich właściwościach izolacyjnych od podłoża oraz dużej skuteczności amortyzacji stawów podczas ćwiczeń, a przy tym wytwarzana w zgodzie z ekologią. Nie zawiera lateksu i ftalanów, ani też innych zmiękczaczy.

**AIREX®**

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

AIREX AG

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

Industrie Nord 26; 5643 Sins [Szwajcaria]

[CH-MF-000014202](#)Tel. +41 41 789 66 00 @ info@my-airex.com

EC-REP Autoryzowany (upoważniony) przedstawiciel producenta w Unii Europejskiej

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[DE-AR-000013431](#)

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce - IMPORTER

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-IM-000001671](#)

Autoryzowany dystrybutor importera - SPRZEDAWCA

[EpicMED.pl](#) sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznymsklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl>

32 720 94 11

| | |
|--------------------------------------|---|
| Rodzaj oferty | standard: pojedyncze sztuki |
| Marka maty | Airex Coronella 185 |
| Przeznaczenie maty | ćwiczenia rehabilitacja hydroterapia |
| Użytkowanie maty | w budynku w terenie w wodzie |
| Materiał maty | pianka |
| Długość maty | 185 cm |
| Szerokość maty | 60 cm |
| Grubość maty | 1,5 cm |
| Kolor maty | czerwony |
| Powłoka antybakteryjna | Tak |
| Narożniki maty | zaokrąglone |
| Oczka do zawieszania | opcjonalnie 2 oczka |
| Materiał wykonania maty | innowacyjna pianka formowana komórkowo |
| Waga maty [kg] | 2,2 |
| Numer katalogowy produktu | CORONELLA 185 |
| Kod EAN produktu | 7613005008686 |
| Kod PKWiU | 32.50.50.0 |
| Kod CN | 3926 90 00 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 7613005140S50YT |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | 1) Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg Dezernat Gesundheitswesen, Medizinprodukte und Strahlenschutz [Oldenburg, Niemcy]; 2) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [Warszawa, Polska] |
| Nazwa zgłoszona do organu | Piankowa mata rehabilitacyjna Coronella 185 |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak) |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 3 |
| Producent wyrobu | [1] AIREX AG - Industrie Nord 26; 5643 Sins [Szwajcaria] ☎+41 41 789 66 00 @ info@my-airex.com |

| | |
|---|---|
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [1] CH-MF-000014202 |
| Importer wyrobu na rynek polski | [4] MEDEN-INMED sp. z o.o. - ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin [Polska] ☎94 347 10 40 @ meden@meden.com.pl |
| SRN - kod importera krajowego w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [4] PL-IM-000001671 |
| Autoryzowany (upoważniony) przedstawiciel w Unii Europejskiej [EC-REP] | [1] 3A Composites GmbH - Kiefernweg 10; DE-49090 Osnabrück [Niemcy] ☎+49 0 541 121 930 @ info@3acomposites.com #AIREX |
| SRN - kod podmiotu EC-REP w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [1] DE-AR-000013431 |
| Serwis techniczny w Polsce | autoryzowany importera produktu |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 94 344 90 48 @ serwis-wrh@meden.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | importer wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24