



CH4 taboret medyczny [kosmetyczny] regulowany na kółkach



Taboret medyczny Kinesis CH4 oparty jest na stabilnej, pięcioramiennej podstawie ze stali chromowanej wyposażonej w podgumowane kółka. Wyposażony jest w obrotowe, okrągłe siedzisko z regulowaną wysokością przy pomocy sprężyny gazowej z dźwignią pod siedziskiem oraz w podnóżek pod stopy z regulacją i regulowany podłokietnik. Siedzisko taboretu wypełnione jest pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem tapicerskim w kolorze do wyboru z palety Medi lub palety V-Line.

Nr katalogowy: KNS-CH4*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)



W standardzie

- tapicerka siedziska z palety Medi

Opcje dodatkowe z dopłatą

- tapicerka siedziska z palety V-Line o podwyższonej odporności na ścieranie

Kolorystyka tapicerki taboretu lekarskiego - paleta kolorów Medi

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: KNS-CH4*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

DANE PRODUKTU

Rodzaj taboretu	taboret z podłokietnikiem
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø34 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	57-72 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	z obręczą
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	stal chromowana
Maksymalne obciążenie	130 kg
Głębokość siedziska [cm]	34
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Podłokietnik	tapicerowany, typ stomatologiczny
Regulacja podłokietnika	regulacja wysokości oraz regulacja odległości od siedziska (śruby dociskowe)
Podnózek - materiał	obręcz ze stali chromowanej, wsporniki stalowe lakierowane
Regulacja podnóżka	w pionie śrubą dociskową w zakresie 25-45 cm
Średnica podstawy [cm]	62
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne z miękkim bieżnikiem, osłony ze stali chromowanej
Kółka - średnica [mm]	50
Szerokość całkowita [cm]	62
Głębokość całkowita [cm]	69
Wysokość całkowita [cm]	120
Waga taboretu [kg]	12,3
Numer katalogowy produktu	CH4
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLW MiPB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%

DANE PRODUKTU

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Producent	Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta [21]
Siedziba producenta	[21] ul. Dworska 25; 38-430 Miejsce Piastowe [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[21] 13 435 06 45 serwis@kinesis.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	13,5

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.