

## C-02/B2.ST

### zabiegowy wózek oddziałowy z szufladą



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



#### LAKIER PROSZKOWY - kolory



Oddziałowy wózek szpitalny z dwoma blatami zabiegowo-instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i praktyczną szufladą na akcesoria zabiegowe wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo oraz uniwersalną półką koszową ze stali lakierowanej proszkowo i stalowym uchwytem do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Blaty zabiegowe posiadają podniesione ranty zabezpieczające instrumentarium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka. Szuflada bez zamka z uchwytem frontowym do jej wysuwania i wsuwania. Uchylna pokrywa worka z białego tworzywa sztucznego ABS. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające regulację położenia elementów zawieszonych na stelażu, a w przyszłości także doposażenie wózek w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów łącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-000009262)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



## DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie wózka oddziałowego	<b>procedury medyczne</b>
Konstrukcja wózka oddziałowego	<b>stal + aluminium lakierowane</b>
Wysokość wózka	<b>88 cm</b>
Szerokość wózka	<b>95 cm</b>
Wózek z białem/białami zabiegowymi	<b>Tak</b>
Błaty zabiegowo-instrumentalne	<b>2 blaty stal kwasoodporna</b>
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	<b>Nie</b>
Wózek z szufladą/szufladami	<b>Tak</b>
Szuflady	<b>1 szuflada stal lakierowana</b>
Wózek z półką/półkami kosзовymi	<b>Tak</b>
Półki kosзовe	<b>1 półka stal lakierowana</b>
Wózek z misami zabiegowymi	<b>Nie</b>
Wózek z kuwetami	<b>Nie</b>
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	<b>Tak</b>
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Nie</b>
Wózek mobilny na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna wózka [kg]	<b>45</b>
Stelaż wózka - materiał	<b>aluminium lakierowane proszkowo</b>
Błat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Błat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	<b>górný 70,5   dolny 65,5</b>
Błat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>41,5</b>
Błat - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Korpus szuflad - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Korpus szuflad - długość [cm]	<b>65,5</b>
Korpus szuflad - szerokość [cm]	<b>38,5</b>
Korpus szuflad - wysokość [cm]	<b>15,5</b>
Szuflady - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szuflada - długość [cm]	<b>58</b>
Szuflada - szerokość [cm]	<b>34,5</b>
Szuflada - wysokość [cm]	<b>12,5</b>
Szuflada - zamknięcie	<b>opcjonalnie zamek patentowy z kluczem</b>
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Półki kosзовe - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Półka kosзовa - szerokość [cm]	<b>40,5</b>
Półka kosзовa - długość [cm]	<b>65,5</b>
Półka kosзовa - głębokość [cm]	<b>9</b>
Półka kosзовa - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>

Uchwyt worka na odpady - rodzaj	<b>z pokrywą i podstawą</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	<b>tworzywo ABS</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Podstawa wózka - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Kółka - rodzaj	<b>4 kółka skrętné</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita wózka [cm]	<b>95</b>
Głębokość całkowita wózka [cm]	<b>43</b>
Wysokość całkowita wózka [cm]	<b>88</b>
Ciężar wózka [kg]	<b>26</b>
Numer katalogowy produktu	<b>C-03-S(1)PK(90)-66-ST-K5-W</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K3/RM</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>C-03-66 stolik oddziałowy wielofunkcyjny serii K-3</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>28</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>

### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24