

SD.1

stopień rehabilitacyjny pojedynczy metalowy



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Pojedynczy stopień rehabilitacyjny wykonany na podstawie z profili stalowych lakierowanych proszkowo i wyposażony w stopnicę z płyty meblowej pokrytą matą przeciwpoślizgową w kolorze szarym ciemnym. Nóżki stopnia posiadają nakładki przeciwpoślizgowe.

Stopień rehabilitacyjny SD.1 znajduje zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia i placówkach opiekuńczych, a także w gabinetach lekarskich i zabiegowych. Może ułatwić pacjentom wchodzenie na wyższe kozetki lekarskie, stoły rehabilitacyjne, fotele ginekologiczne i zabiegowe, a także ułatwiać schodzenie z nich. Jest wykorzystywany również do różnego rodzaju badań, np. kończyn dolnych, czy stóp, jak też do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Jest przydatny także osobom w podeszłym wieku i osobom o niższym wzroście przy szeregu czynności domowych.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://ec.europa.eu/eudamed/)


PRODUCENT**Autoryzowany dystrybutor producenta**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Typ podestu	1-stopniowy
Podest niemagnetyczny MR	Nie
Konstrukcja podestu	stal lakierowana
Materiał stopnic	plyta meblowa
Zabezpieczenie stopnic przed poślizgiem	Tak
Poręcze	Nie
Dopuszczalne maksymalne obciążenie	120 kg
Wysokość całkowita podestu	24 cm
Szerokość całkowita podestu	50 cm
Głębokość całkowita podestu	26 cm
Waga podestu [kg]	3,8
Numer katalogowy produktu	SD1
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370stopnrehab2K
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SD1 stopień rehabilitacyjny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☺ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24