

## C-02/A1.KO

zabiegowy wózek oddziałowy ze stali kwasoodpornej



Oddziałowy wózek szpitalny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada 2 blaty zabiegowo-instrumentalne oraz stalowy uchwyt do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z szarego tworzywa sztucznego ABS. Blaty posiadają podniesione ranty zabezpieczające instrumentarium przed zsunięciem się z blatu podczas przetaczania wózka. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

**Stal kwasoodporną 0H18N9 (AISI 304)**

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszersze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

Przeznaczenie wózka oddziałowego	<b>procedury medyczne</b>
Konstrukcja wózka oddziałowego	<b>stal kwasoodporna</b>
Wysokość wózka	<b>88 cm</b>
Szerokość wózka	<b>95 cm</b>
Wózek z białem/białami zabiegowymi	<b>Tak</b>
Błaty zabiegowo-instrumentalne	<b>2 białe stal kwasoodporna</b>
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	<b>Nie</b>
Wózek z szufladą/szufladami	<b>Nie</b>
Wózek z półką/półkami koszowymi	<b>Nie</b>
Wózek z misami zabiegowymi	<b>Nie</b>
Wózek z kuwetami	<b>Nie</b>
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	<b>Tak</b>
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Tak</b>
Wózek mobilny na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna wózka [kg]	<b>25</b>
Stelaż wózka - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Biał(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Biał zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	<b>górny 70,5   dolny 65,5</b>
Biał zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>41,5</b>
Biał - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Uchwyt worka na odpady - rodzaj	<b>z pokrywą i podstawą</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	<b>tworzywo ABS</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Podstawa wózka - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Kółka - rodzaj	<b>4 kółka skrętne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita wózka [cm]	<b>95</b>
Głębokość całkowita wózka [cm]	<b>43</b>
Wysokość całkowita wózka [cm]	<b>88</b>
Ciężar wózka [kg]	<b>20,5</b>
Numer katalogowy produktu	<b>C-02-BP-66-KO-K5-W</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>

Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K3/RM</b>
Nomenklatura wg URPLWMIpB	<b>wyrób medyczny</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Producent	<b>Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]</b>
Siedziba producenta	<b>[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>[5] 52 360 58 50 w. 41   reklamacje@techmed.com.pl</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Liczba paczek w przesyłce	<b>1</b>
Szerokość paczki [cm]	<b>55</b>
Długość paczki [cm]	<b>110</b>
Wysokość paczki [cm]	<b>110</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>25</b>

#### Biuro handlowe sklepu

#### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

#### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>