

Aquanesis.BPa

automatyczna wanna do hydromasażu wirowego
kończyn dolnych i kręgosłupa



Kolorystyka wanien - skrócona paleta RAL

RAL 1000 beżowo-zielony	RAL 3002 czerwony karminowy	RAL 5018 turkusowy niebieski
RAL 1007 żółty narcyzowy	RAL 4001 lilijowy ciemny	RAL 6004 zielony niebieski
RAL 1017 żółty szafranowy	RAL 4003 różowy intensywny	RAL 6018 zielony żółty
RAL 1021 żółty kadmowy	RAL 5001 niebieski turkusowy	RAL 6029 zielony miętowy
RAL 1024 beżowy ciemny	RAL 5002 ultramaryna	RAL 7033 szary oliwkowy
RAL 1034 żółty pastelowy	RAL 5012 niebieski lekki	RAL 7034 szary żółty
RAL 2004 pomarańczowy	RAL 5017 niebieski morski	



Automatyczna wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych w strefach stóp i podudzi oraz odcinka kręgosłupa lędźwiowego i bioder z systemem automatycznego napełniania oraz dotykowym panelem sterowania i zegarem zabiegowym. Posiada komorę zabiegową z wyprofilowaną niecką o 2 poziomach napełniania: 45 i 140 litrów. Oferuje hydromasaż wirowy w niezależnych od siebie strefach: 1) stóp i podudzi z 12 dyszami wodnymi; 2) odcinka kręgosłupa lędźwiowego i bioder z 6 dyszami wodnymi; 3) stref 1 i 2 z włączonymi 18 dyszami. Dysze posiadają regulację intensywności hydromasażu w trakcie zabiegu. Wirówka wyposażona jest ponadto w termometr z czujnikiem temperatury wody i wyciąganą wylewkę prysznicową z węzłem oraz w czujnik poziomu wody w niecce zabiegowej wanny i podest 2-stopniowy ułatwiający wejście do komory zabiegowej. Zegar zabiegowy automatycznie wyłączy zabieg po upływie zadanego czasu (max 15 minut). Regulacja temperatury wody odbywa się ręcznie.

Wanny wirowe do hydromasażu kończyn dolnych i kręgosłupa stosowane są w placówkach ochrony zdrowia zajmujących się rehabilitacją i rekonwalescencją pacjentów po urazach kończyn, odmrożeniach, po zabiegach chirurgicznych lub po długim unieruchomieniu kończyny oraz pacjentów cierpiących na reumatyzm, niedowład kończyn i zaburzenia krążenia w kończynach, a także pacjentów wymagających terapii przeciwbólowej.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

W standardzie

- obudowa wanny w kolorze białym
- dostawa i montaż wanny u Klienta przy spełnieniu warunków montażu

Kolorystyka obudowy wanny - paleta kolorów niestandardowych

RAL 1000 beżowo-zielony

RAL 3002 czerwony karminowy

RAL 5018 turkusowy niebieski

RAL 1007 żółty narcyzowy

RAL 4001 liliowy ciemny

RAL 6004 zielony niebieski

RAL 1017 żółty szafranowy

RAL 4003 różowy intensywny

RAL 6018 zielony żółty

RAL 1021 żółty kadmowy

RAL 5001 niebieski turkusowy

RAL 6029 zielony miętowy

RAL 1024 beżowy ciemny

RAL 5002 ultramaryna

RAL 7033 szary oliwkowy

RAL 1034 żółty pastelowy

RAL 5012 niebieski lekki

RAL 7034 szary żółty

RAL 2004 pomarańczowy

RAL 5017 niebieski morski

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 150x80 cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	3 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	Aquanesis BP automatyczna
Masaż wirowy wg stref ciała	kończyny dolne i kręgosłup
Wyciągana wylewka prysznicowa	Tak
Pojemność zabiegowa [litrów]	45-140
Liczba dysz - masaż podwodny	18
Hydromasaż - regulacja intensywności	Tak
Panel sterowania	dotykowy
System automatycznego napełniania	Tak
System opróżniania wanny	półautomatyczny
Ustawianie czasu zabiegu	Tak - max 15 minut
Czujnik temperatury wody	Tak
Czujnik poziomu wody	Tak
Inne wyposażenie w standardzie	baterie wannowe prysznic schodek przywannowy
Wanna - długość [cm]	136
Wanna - szerokość [cm]	75
Wanna - wysokość [cm]	100
Waga wanny	80
Zasilanie	AC 230 V 50 Hz
Pobór mocy	1,1 kWA

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>