



Holter EKG AsPEKT 712 HLT 301 rejestrator zapisu EKG



Prosty w obsłudze, wysokiej klasy 3/12-kanalowy holter EKG wykonany w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe rejestrujące długoterminowy zapis elektrokardiogramu metodą holterowską. Rejestrator EKG umożliwia wykonywanie u dorosłych pacjentów i u dzieci elektrokardiogramów z użyciem 4, 7 lub 12 elektrod EKG i komunikacją bezprzewodową Bluetooth w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Zapis można prowadzić w okresie 24 godzin, 48 godzin lub przez 7 dni.

Nr katalogowy: APL-07-102-0059*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★



Holter EKG AsPEKT 712 HLT 301

rejestrator zapisu EKG

CE 0197



Podgląd przebiegu EKG i jego ocenę w trybie komunikacji bezprzewodowej można obserwować przez oprogramowanie HolCARD 24W. Rejestrator oferuje 2 tryby rejestracji zapisu EKG, Optimal (częstotliwość próbkowania 250 Hz) lub Extended (częstotliwość próbkowania 2000 Hz). Posiada kolorowy ekran graficzny OLED i klawiaturę pojemnościową umożliwiającą wstępną konfigurację rejestratora oraz podgląd jakości sygnału EKG. Rejestrator zasilany jest jedną baterią alkaliczną typu AA lub Li-Fe lub akumulatorem Ni-MH. Bateria Li-Fe przeznaczona jest do pracy rejestratora w trybie 7-dniowego zapisu sygnału EKG.

Wyposażenie fabryczne

- holter AsPEKT 712 HLT v.301
- elektrody jednorazowe (50 szt.)
- bateria alkaliczna typu AA
- karta microSDHC
- 7-elektrodowy kabel EKG KRH-703
- 10-elektrodowy kabel EKG KRH-712
- jednorazowa torebka na rejestrator (10 szt.)
- instrukcja użytkowania rejestratora
- skrócona instrukcja użytkowania rejestratora
- instrukcja użytkowania kabla EKG
- karta gwarancyjna

Producent: ASPEL spółka akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: APL-07-102-0059*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

DANE PRODUKTU

Rejestracja odprowadzeń EKG	3 lub 12 odprowadzeń
Czas rejestracji zapisu EKG	doba 24h 2 dni 48h 7 dni 168h
Ekran / Wyświetlacz	OLED kolorowy
Pamięć rejestratora	karta microSDHC
Zasilanie	bateria LR6/AA 1,5V
Współpraca z oprogramowaniem PC	HoICARD
Oprogramowanie w zestawie z holterem	Nie
Zarządzanie z aplikacji	AsPEKT Configurator (Android)
Rozdzielczość przetwornika A/C	24 bity
Zakres sygnału EKG	±5 mV (10 mVpp)
Pasma wykrywania impulsów stymulacji	do 10 kHz
Uruchomienie rejestracji	tryb konfiguracji 10 minut z podglądem sygnału EKG na wyświetlaczu rejestratora
Tryb pracy	Optimal i Extended (offline i online)
Częstotliwość próbkowania w trybie Optimal [Hz]	250
Częstotliwość próbkowania w trybie Extended [Hz]	2000
Filtr izolacji	0,05 Hz
Podgląd przebiegu EKG	w trybie komunikacji bezprzewodowej
Ekran - wymiary / rozdzielczość	128x96 px 262144 kolorów
Ekran - przekątna	1,27"
Klawiatura	pojemnościowa z przyciskami funkcyjnymi
Sygnalizacja o stanie rejestratora	sygnał dźwiękowy i świetlny (dioda)
Sygnalizacja uszkodzenia karty pamięci	sygnał dźwiękowy i świetlny (dioda)
Sygnalizacja wyczerpania baterii	sygnał świetlny (dioda)
Detekcja INOP odpiętej elektrody	przerywany sygnał dźwiękowy
Komunikacja	bluetooth - podgląd i ocena sygnału EKG w aplikacji AsPEKT Configurator
Pasma transmisji bezprzewodowej	2,402 GHz ÷ 2,480 GHz
Moc transmisji bezprzewodowej	2,5 mW
Pobór prądu w trybie rejestracji	max 33 mA
Pobór prądu w trybie komunikacji bezprzewodowej	max 200 mA
Klasa urządzenia medycznego	Ila (reguła 10)
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	B1
Klasa szczelności obudowy	IP X0

Szerokość całkowita rejestratora [cm]	7,6
Wysokość całkowita rejestratora [cm]	7,2
Grubość całkowita rejestratora [cm]	2,3
Waga rejestratora[kg]	0,86
Numer katalogowy produktu	07-102-0059
Certyfikacja produktu	CE/MDD
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMiPB	wyrób medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	ASPEL spółka akcyjna [18]
Siedziba producenta	[18] os. H. Sieniewicza 33; 32-080 Zabierzów [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	sieć serwisowa producenta
Serwis techniczny - kontakt	[18] aspel.com.pl/serwis,31
Pomoc techniczna producenta - kontakt	serwis@aspel.com.pl 694 423 953 7:00 - 15:00
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	2

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.