

## KC-31

drabinka sznurowa do podciągania podczas ćwiczeń  
z PUR-em i UGUL-em



Drabinka sznurowa Juventas KC-31 do wstawiania i podciągania podczas ćwiczeń w kabinach Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL) oraz przy mostach Przyłóżkowego Urządzenia Rehabilitacyjnego (PUR). Drabinka posiada pięć szczebli wykonanych z litego drewna liściastego i pokrytych lakierem bezbarwnym. Rozstaw szczebli wynosi 13,5 cm. Drabinka wyposażona jest w linkę z uchwytem do zaczepienia o konstrukcję urządzenia oraz w regulator długości linki i karabińczyk.

Drabinka sznurowa KC-31 jest jednym z elementów osprzętu do ćwiczeń ruchowych w zawieszeniu, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz ćwiczeń czynnych z oporem stosowanych podczas kinezyterapii w rehabilitacji schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	KC-31
Typ osprzętu do kabiny UGUL	drabinka sznurowa
Wyposażenie	linka z zaczepem, regulatorem i karabińczykiem

#### Biuro handlowe sklepu

---

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

---

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>