

## LS-S01 Plus Max

wysoka i szeroka kozetka lekarska 2-częściowa stacjonarna



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU





Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



Wysoka i szeroka, stacjonarna kozetka lekarska na wzmocnionym i stabilnym stelażu wykonanym z profili stalowych lakierowanych proszkowo lakierem odpornym na promieniowanie UV i zadrapania. Kolor stelaża do wyboru z palety producenta. Wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem płynnie regulowanym pneumatycznie w zakresie +/- przy pomocy sprężyny gazowej. Bezszerwowa i zmywalna tapicerka z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego w wielu kolorach do wyboru. Wkład leża wykonany z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej. Po obu stronach leża znajdują się metalowe relingi do mocowania pasów stabilizujących tułów, miednicę, czy kończyny dolne pacjenta. Nogi kozetki zakończone stopkami przeciwpoślizgowymi, w tym jedna stopka z regulacją poziomowania na nierównej powierzchni gabinetu. W opcjach dodatkowych kozetkę można doposażyć w opuszczane ręcznie podłokietniki w sekcji zagłówka oraz w wieszak na podkłady higieniczne montowany w tylnej części kozetki i w dolną półkę na akcesoria montowaną pod leżem na całej lub połowie długości kozetki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny  
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://pl-mf-000045163)



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



TAPICERKA paleta STANDARD



# DANE PRODUKTU

|  |  |
|--|--|
| Leże kozetki lekarskiej                          | <b>2-częściowe</b>                                     |
| Kozetka niemagnetyczna do MR                     | <b>Nie</b>   |
| Kozetka składana do transportu                   | <b>Nie</b>   |
| Kozetka przysięcienna (składana do ściany)       | <b>Nie</b>   |
| Regulowany zagłówek                              | <b>Tak</b>   |
| Otwór w leżu do badań kardiologicznych           | <b>Nie</b>   |
| Podłokietniki w standardzie                      | <b>Nie</b>   |
| Podłokietniki opcjonalnie                        | <b>Tak</b>   |
| Sekcja podnóżka                                  | <b>Nie</b>   |
| Sekcja podnóżka z regulacją                      | <b>Nie</b>   |
| Materiał ramy dolnej kozetki                     | <b>stal lakierowana</b>                                |
| Długość całkowita kozetki                        | <b>190 cm</b>  |
| Szerokość całkowita kozetki                      | <b>70 cm</b>   |
| Skokowa regulacja wysokości kozetki              | <b>Nie</b>   |
| Wysokość całkowita kozetki                       | <b>70 cm</b>   |
| Dopuszczalne obciążenie kozetki                  | <b>220 kg</b>  |
| Kozetka z barierkami bocznymi                    | <b>Nie</b>   |
| Relingi do pasów stabilizujących                 | <b>Tak</b>   |
| Uchwyt na podkłady w standardzie                 | <b>Nie</b>   |
| Uchwyt na podkłady opcjonalnie                   | <b>Tak</b>   |
| Koła w standardzie                               | <b>Nie</b>   |
| Koła opcjonalnie                                 | <b>Nie</b>   |
| Usługa wniesienia kozetki do lokalu              | <b>dostępna</b>  |
| Materiał ramy dolnej - szczegóły                 | <b>zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo</b> |
| Sekcja zagłówek                                  | <b>tapicerowana</b>                                    |
| Sekcja zagłówek - sposób regulacji               | <b>pneumatyczny sprężyną gazową</b>                    |
| Sekcja zagłówek - zakres regulacji               | <b>-70° do +45°</b>                                    |
| Podłokietniki w zagłówku                         | <b>opcjonalnie</b>                                     |
| Podłokietniki w zagłówku - sposób regulacji      | <b>ręczny</b>  |
| Podłokietniki w zagłówku - zakres regulacji [cm] | <b>0-20</b>  |
| Otwór w zagłówku                                 | <b>otwór na twarz</b>                                  |
| Zasłepka otworu w zagłówku                       | <b>w standardzie</b>                                   |
| Półka pod leżem                                  | <b>opcjonalnie</b>                                     |
| Wieszak na podkłady higieniczne                  | <b>opcjonalnie montowany do ramy z tyłu kozetki</b>    |
| Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność      | <b>1 rolka o szerokości 60 cm</b>                      |
| Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm] | <b>65</b>  |

|   |  |
|---|--|
| Długość sekcji zagłówek [cm]  | <b>45</b>  |
| Długość sekcji łędźwiowo-nożnej [cm]  | <b>142</b>   |
| Waga kozetki [kg]   | <b>39</b>  |
| Numer katalogowy produktu   | <b>LS-S01 Plus 190x70x70 220kg</b>   |
| Kod PKWiU   | <b>32.50.30.0</b>  |
| Kod CN  | <b>9018 90 84</b>  |
| Certyfikacja produktu   | <b>CE/MDD/MDR</b>  |
| Dokument certyfikacji produktu  | <b>deklaracja zgodności</b>  |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR  | <b>wyrób medyczny</b>  |
| Kod Basic UDI-DI  | <b>6900415491LeSi8M</b>  |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego  | <b>Klasa I, reguła 1</b>   |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego  | <b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>                             |
| Nazwa zgłoszona do organu   | <b>Leżanka stacjonarna LS-S01 Plus</b>   |
| Stawka podatku VAT na produkt   | <b>8%</b>  |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT  | <b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>  |
| Gwarancja ogólna  | <b>2 lata</b>  |
| Gwarant udzielający gwarancji   | <b>producent wyrobu / produktu</b>   |
| Gwarancja na konstrukcję  | <b>2 lata</b>  |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne  | <b>3 lata</b>  |
| Gwarancja na tapicerkę standardową  | <b>2 lata</b>  |
| Gwarancja na tapicerkę premium  | <b>3 lata</b>  |
| Rodzaj przesyłki z produktem  | <b>przesyłka paletowa</b>  |
| Rodzaj palety   | <b>paleta przemysłowa bezzwrotna</b>   |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]                                | <b>50</b>  |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy                                 | <b>odpłatna</b>  |
| Producent wyrobu  | <b>[36] WS TECH Lorens sp.j. ☹ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b> |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej                   | <b>[36] PL-MF-000045163</b>  |
| Serwis techniczny w Polsce  | <b>fabryczny producenta</b>  |
| Serwis techniczny - kontakt   | <b>☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | <b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu                           | <b>producent (dane powyżej)</b>  |
| Zgłaszanie incydentów medycznych  | <b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>   |

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24