

Drabinka rehabilitacyjna D2

Charakterystyka i zalety drabinki

- odpowiednia do placówek rehabilitacyjnych i oświatowych
- szerokość 90 cm
- wysokość 220 cm
- solidne wykonanie
- boki o szerokości 12 cm i grubości 2,8 cm z klejonego drewna sosnowego
- owalne szczeble 30x38 mm z wyselekcjonowanego drewna bukowego
- ścienny zestaw montażowy na wyposażeniu drabinki
- odpowiednio wytrzymała zapewnia bezpieczną rehabilitację
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta: D2
Konstrukcja drabinki: drewniana
Wysokość drabinki: 220 cm
Szerokość drabinki: 90 cm
Rodzaj drabinki: przyścienna
Głębokość drabinki: 12
Materiał konstrukcji: wyselekcjonowane drewno sosnowe
Materiał szczebli: wyselekcjonowane drewno bukowe
Montaż drabinki: do ściany
Uchwyty montażowe: w opcji dodatkowej



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16