


T30.200x80x12.NZ

piankowy materac szpitalny w pokrowcu nieprzepuszczalnym

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Piankowy materac szpitalny T30 o wymiarach katalogowych 200x80x12 cm do łóżek medycznych i rehabilitacyjnych. Wkład materaca wykonany jest ze średnio twardej pianki poliuretanowej PU o gęstości 30 kg/m³ pokrytej tkaniną obiciową składającą się z bawełny, polipropylenu i poliestru. Materac T30 charakteryzuje się wysoką sprężystością z jednoczesną możliwością zginania w łóżkach medycznych z regulowanymi segmentami leża (np. zagłówek i segment nożny). Grubość materaca 12 cm zapewnia odpowiedni komfort dla pacjenta. Materac charakteryzuje się też dobrą cyrkulacją powietrza wewnątrz wkładu, co pozwala zapewnić higieniczne warunki użytkowania.

Materac wyposażony jest w medyczny, nieprzepuszczalny i zmywalny pokrowiec o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych. Absolutnie nieprzemakalny i nieoddychający. Pokrowiec wykonany jest z tkaniny frote z powłoką PCV. Wzdłuż trzech boków ma wszyty suwak błyskawiczny do zapinania pokrowca na materacu.

Właściwości pokrowca: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na darcie i ścieranie, odporny na roztocza i środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru.

Skład surowcowy pokrowca: 1) powłoka zmywalna, nieprzepuszczalna – 100% Poliester + PCV, gramatura 130g/m²; 2) baza: bawełna 100%, gramatura 120g/m².

Pranie: pokrowiec można prać w temperaturze do 95°C. Należy przestrzegać oznaczeń o warunkach czyszczenia i konserwacji znajdujących się na metce wszytej w pokrowiec.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000051814](#)

PRODUCENT
JANPOL
FABRYKA MATERACY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Pokrowiec nieprzepuszczalny zmywalny



DANE TECHNICZNE

Rodzaj oferty	standard: pojedyncze sztuki
Rodzaj materaca szpitalnego	piankowy zwykły
Rozmiar materaca	200x80 cm
Twardość materaca	średnio twardy
Pokrowiec materaca	nieprzepuszczalny zmywalny
Wkład materaca - materiał	pianka poliuretanowa
Gęstość pianki wkładu materaca	30 kg/m ³
Pokrowiec materaca - materiał	frota podgumowana
Zapinanie pokrowca na materacu	suwak błyskawiczny
Pokrowiec - temperatura prania	95°C
Długość materaca [cm]	200 ±2
Szerokość materaca [cm]	80 ±2
Grubość materaca [cm]	12 ±1
Ciężar materaca z pokrowcem [kg]	17
Numer katalogowy produktu	T30 200x80x12 NZ
Kod PKWiU	31.03.12.0
Kod CN	9404 21 90
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5906267MATSZP5S
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Materac szpitalny
Numer wpisu do rejestru wyrobów medycznych	PL/DR 019123
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na wkład piankowy	2 lata
Gwarancja na pokrowiec materaca	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	1) adres firmowy - zafoliowany materac rozłożony (transport producenta) 2) adres domowy: zafoliowany materac zrolowany (przesyłka niestandardowa)
Szerokość paczki [cm]	rozłożony 80 cm zrolowany 65 cm

Długość paczki [cm]	rozłożony 200 cm zrolowany 80 cm
Wysokość paczki [cm]	rozłożony 13 cm zrolowany 65 cm
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	18
Producent wyrobu	[14] JANPOL Fabryka Materacy sp. z o.o. ☒ ul Cynkowa 2a, 43-180 Orzesze [Polska] ☎32 218 09 00 @ biuro@janpol.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[14] PL-MF-000051814
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 32 218 09 00 @ reklamacje@janpol.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[14] ☎ 32 218 09 00 biuro@janpol.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24