

SZ-02ST

mobilny stolik zabiegowy z blatami i miskami zabiegowymi



LAKIER PROSZKOWY - kolory



Mobilny stolik zabiegowy z dwoma blatami zabiegowymi i dwiema miskami zabiegowymi o pojemności 2,5 litra mocowanymi do stelaża na obrotowych uchwytach. Blaty i miski wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z lakierowanego proszkowo, giętego na zimno, profilu stalowego o przekroju rurki z gniazdami kół do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm z oponkami do twardych podłoży nierysującymi powierzchniami. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Stolik zabiegowy SZ-02ST może być szeroko wykorzystywany w placówkach ochrony zdrowia, w gabinetach lekarskich i zabiegowych, jako wózek zabiegowy pomocny przy wykonywaniu drobnych procedur medycznych. Sprawdzi się też w placówkach oświatowych na wyposażeniu gabinetu pielęgniarskiego lub gabinetu pomocy przedlekarskiej.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie standardowe

- stelaż lakierowany proszkowo na kolor biały
- blaty zabiegowe w naturalnym kolorze stali kwasoodpornej (srebrzyste)
- miski zabiegowe w naturalnym kolorze stali kwasoodpornej (srebrzyste)

Paleta kolorów stelaża stolika zabiegowego - lakier proszkowy

Paleta kolorów RAL lakieru proszkowego dla stolików zabiegowych. Kolor RAL 9003 (biały) jest podstawowym kolorem nanoszenia proszkowej powłoki malarskiej na stalowy stelaż stolika zabiegowego i oferowany jest bez dopłaty. Pozostałe kolory objęte są dopłatami. Farby proszkowe to substancje termoutwardzalne na bazie polimerów, należące do najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego systemów tworzenia powłok malarskich. Nanoszone są metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Lakier proszkowy, który jest nakładany na konstrukcje stolików zabiegowych produkcji ZTM Tech-Med, to hybryda żywicy poliestrowej i żywicy epoksydowej zmieszana w stosunku 60/40% objętości żywic z domieszką pigmentu, wypełniacza i środków pomocniczych.



Lakiery poliestrowo-epoksydowe stosuje się do użytku wewnętrznego ze względu na zawartość żywicy epoksydowej, która jest nieco mniej odporna na długotrwałe działanie promieniowania słonecznego. Posiadają za to bardzo dobre własności mechaniczne, antykorozyjne oraz dużą odporność chemiczną. Trudno ulegają ścieraniu i zarysowaniom oraz są odporne na działanie wysokich temperatur.

Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego	stal lakierowana
Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wysokość stolika zabiegowego	81 cm
Szerokość stolika zabiegowego	74 cm
Ilość blatów zabiegowych	2 blaty zabiegowe
Materiał blatów zabiegowych	stal kwasoodporna
Stolik zabiegowy z szafką	Nie
Misy zabiegowe - ilość	2 misy zabiegowe
Misy zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna
Misy zabiegowe w standardzie	Tak
Misy zabiegowe opcjonalnie	Nie
Mobilny stolik na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	25
Stelaż stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	górnym 73,5 dolnym 70
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	43,5
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	10
Miski na odpady - ilość	2
Miski na odpady - pojemność [ml]	250
Miski na odpady - średnica [cm]	22
Miski na odpady - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg]	2
Podstawa stolika	mobilna na 4 kółkach
Kółka - rodzaj	skrzętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Szerokość całkowita stolika [cm]	74
Głębokość całkowita stolika [cm]	44
Wysokość całkowita stolika [cm]	81
Waga stolika [kg]	23
Numer katalogowy produktu	SZ2-02-BP-ST-K5-W UPO1.KO.PL.KO.2,5-UR1.20

Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-SZ/WF
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	55
Długość paczki [cm]	85
Wysokość paczki [cm]	95
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	25

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>