

SR.S1
kozetka lekarska 2-częściowa stacjonarna

 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


TAPICERKA - paleta Medi



Stacjonarna kozetka lekarska o stałej wysokości 70 cm na stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili stalowych lakierowanych proszkowo lakierem odpornym na promieniowanie UV i zadrapania. Wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy mechanizmu zapadkowego w zakresie +/- od poziomu leża. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte beższwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru z palety Medi lub palety V-Line. Po obu stronach leża znajdują się metalowe relingi do mocowania pasów stabilizujących tułów, miednicę, czy kończyny dolne pacjenta. Nogi kozetki zakończone stopkami przeciwpoślizgowymi.

W opcjach wyposażenia dodatkowego kozetkę można doposażyć w opuszczane ręcznie podłokietniki w sekcji zagłówka i w wieszak na podkładki higieniczne montowany w tylnej części kozetki oraz w otwór do oddychania w zagłówku wraz zatyczką i otwór wzdłużny wraz zatyczką w głównej części leża do zapinania pasów stabilizujących kończyny pacjenta.

Kozetki lekarskie w formie uproszczonego stołu stacjonarnego posiadają uniwersalne zastosowanie. Oprócz typowej roli w gabinetach lekarskich i zabiegowych do badania pacjentów i drobnych zabiegów, mogą być używane do ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z kabinami UGUL lub mostami przyłóżkowymi PUR. Znajdą też swoje zastosowanie w salonach masażu i salonach tatuażu, a także w szatniach i salach odnowy na obiektach sportowych.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000023594](https://www.epicmed.pl)



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

PRODUCENT
KINESIS

DANE PRODUKTU

Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przysięciana (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Tak
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	200 cm
Szerokość całkowita kozetki	70 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	70 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	150 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Relingi do pasów stabilizujących	Tak
Uchwyt na podkłady w standardzie	Nie
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Tak
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	dostępna
Materiał ramy dolnej - szczegóły	profile stalowe lakierowane proszkowo na kolor szary
Wytrzymałość statyczna [kg]	150
Sekcja zagłówka	tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	plynna (mechanizm zapadkowy)
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	-40° do +45°
Podłokietniki w zagłówku	opcjonalnie
Podłokietniki w zagłówku - sposób regulacji	ręczny
Podłokietniki w zagłówku - zakres regulacji [cm]	0-20 cm od poziomu zagłówka
Otwór w zagłówku	otwór na twarz - opcjonalnie
Zaślepka otworu w zagłówku	opcjonalnie
Otwory w leżu	otwór wzdłużny - opcjonalnie
Zaślepki otworów w leżu	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie montowany do ramy
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 60 cm

Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	63
Długość sekcji zagłówka [cm]	45
Długość sekcji łędwioowo-nożnej [cm]	154
Waga kozetki [kg]	36,5
Numer katalogowy produktu	SR-S1
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904063815sr-s1N8
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SR-S1 stół rehabilitacyjny stacjonarny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	220x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	60
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[16] KINESIS Biuro Handlowe Andrzej Boruta ☒ ul. Penara 23; 38-440 Iwonice-Zdroj[[Polska]] ☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[16] PL-MF-000018445
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[16a] ☎ 695 768 360 biurokinesis@kinesis.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24