

## StoRe Basic/O Mobil

kozetka lekarska 2-częściowa na kołach


 Polski producent  
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa  
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga  
pacjenta


Nr 01 biały	Nr 03 beżowy	Nr 05 turkusowy	Nr 06 morski	Nr 07 niebieski
Nr 08 granatowy	Nr 09 brązowy	Nr 10 czarny	Nr 11 czerwony	Nr 12 ciemny zielony
Nr 13 fioletowy	Nr 14 żółty	Nr 16 szary	Nr 17 pomarańczowy	Nr 18 burgund
Nr 19 amarantowy	Nr 20 jasny zielony	Nr 21 zielony	Nr 22 brązowy jasny	Nr 23 różowy jasny
Nr 24 szaro-fioletowy				

TAPICERKA kolory

Kozetka lekarska o stałej wysokości 55 cm na stabilnym stelażu wykonanym z profili stalowych o przekroju rurki, lakierowanym proszkowo na kolor szary lakierem odpornym na promieniowanie UV. Kozetka lekarska wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem posiadającym otwór na twarz i regulowanym przy pomocy rastomatów w zakresie +/- Leże kozetki posiada wypełnienie z elastycznej pianki PU i obszyte jest bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Kozetka posiada w podstawie 4 koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 75mm z miękkimi oponkami do twardych podłoży, z czego 2 koła wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy), oraz wieszak na podkłady higieniczne w rolce zamontowany pod tylną częścią leża.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**  
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000043708](https://www.epicmed.pl)

**PRODUCENT**



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://www.epicmed.pl/>

32 720 94 11



Leże kozetki lekarskiej	<b>2-częściowe</b>
Kozetka niemagnetyczna do MR	<b>Nie</b>
Kozetka składana do transportu	<b>Nie</b>
Kozetka przysięnna (składana do ściany)	<b>Nie</b>
Regulowany zagłówek	<b>Tak</b>
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	<b>Nie</b>
Podkietniki w standardzie	<b>Nie</b>
Podkietniki opcjonalnie	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka z regulacją	<b>Nie</b>
Materiał ramy dolnej kozetki	<b>stal lakierowana</b>
Długość całkowita kozetki	<b>190 cm</b>
Szerokość całkowita kozetki	<b>55 cm</b>
Skokowa regulacja wysokości kozetki	<b>Nie</b>
Wysokość całkowita kozetki	<b>63 cm</b>
Dopuszczalne obciążenie kozetki	<b>180 kg</b>
Kozetka z barierkami bocznymi	<b>Nie</b>
Relingi do pasów stabilizujących	<b>Nie</b>
Uchwyt na podkłady w standardzie	<b>Tak</b>
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	<b>Nie</b>
Koła w standardzie	<b>Tak</b>
Koła opcjonalnie	<b>Nie</b>
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	<b>(nie dotyczy)</b>
Materiał ramy dolnej - szczegóły	<b>rukry stalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym</b>
Sekcja zagłówka	<b>tapicerowana</b>
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	<b>skokowa (rastomat)</b>
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	<b>-30° do +45°</b>
Otwór w zagłówku	<b>otwór na twarz</b>
Wieszak na podkłady higieniczne	<b>w standardzie, montowany z tyłu pod leżem</b>
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	<b>1 rolka o szerokości 50 cm</b>
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	<b>53</b>
Koła	<b>skrzętne (kierunkowe)</b>
Koła - średnica [mm]	<b>75</b>
Koła - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy)</b>
Długość sekcji zagłówka [cm]	<b>43</b>

Długość sekcji leżadłowo-kołowej [cm]	<b>145</b>
Waga kozetki [kg]	<b>36</b>
Numer katalogowy produktu	<b>STORE-OM</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>59048836100176X</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>StoRe – Basic Mobil stół rehabilitacyjny</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>1 rok</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>40</b>
Producent wyrobu	<b>[34] U.B.M. Katarzyna Kotasińska s.c. ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska] ☎ 77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[34] PL-MF-000043708</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[34] ☎ 77 410 52 57   info@meble-medyczne.pl</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24