

A-01KO

mobilny asystor medyczny ze stali kwasoodpornej



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny asystor medyczny z blatem zabiegowym wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wybrany z palety dostępnych kolorów RAL. Oparty na stelażu stalowym o stałej wysokości, lakierowanym proszkowo na kolor biały z 5-ramienną podstawą wyposażoną w podwójne kółka kierunkowe (skrętne) w obudowie z tworzywa sztucznego z miękkimi oponkami niernysującymi twardych powierzchni. Trzy kółka posiadają hamulec postojowy (blokadę jazdy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE TECHNICZNE

Konstrukcja asystora	stal kwasoodporna
Wysokość asystora	80 cm
Szerokość asystora	45 cm
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	Tak
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Blat(y) ze stali lakierowanej	Nie
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	Tak
Asystor z 1 szufladą	Nie
Asystor z 2 szufladami	Nie
Asystor z 3 szufladami	Nie
Asystor z 4 szufladami	Nie
Mobilny asystor na kółkach	Tak
Nośność maksymalna asystora [kg]	5
Stelaż asystora - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa asystora	5-ramienna stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Kółka - rodzaj	podwójne kierunkowe
Kółka - średnica [mm]	55
Kółka - blokowanie	3 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita asystora [cm]	60
Głębokość całkowita asystora [cm]	60
Wysokość całkowita asystora [cm]	80
Szerokość podstawy [cm]	60
Waga asystora [kg]	15
Numer katalogowy produktu	A-01-B-KO-0-K4.3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84

Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-K5/RT
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	A-01KO stolik wielofunkcyjny serii K-5
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	17
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24