

Zasłona zapasowa do parawanu Panama PU 220x150 cm

Zasłona zapasowa do parawanów teleskopowych serii PT o rozpiętości 70-200 cm, wykonana z poddającej praniu i zmywaniu tkaniny poliestrowej Panama PU z poliuretanową powłoką wodoodporną. Zasłona o szerokości 220 cm i wysokości 150 cm jest dostępna w 6 kolorach do wyboru. W opcji wyposażenia dodatkowego zasłony dostępne są uchwyty UZ do zawieszenia zasłony na parawanie teleskopowym (12 sztuk).

**Dane techniczne**

Długość [cm]: 45
Szerokość [cm]: 40
Wysokość [cm]: 21
Waga [kg]: 5
Gabaryt przesyłki z produktem: karton do 5 kg
Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja - gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Zasłona (ekran) do rodzaju parawanu: teleskopowego
Zasłona (ekran) do parawanu serii: PT [ZTM Tech-Med]
Szerokość zasłony (ekranu): 220 cm
Wysokość zasłony (ekranu): 150 cm
Materiał zasłony (ekranu): tkanina zmywalna
Mocowanie zasłony (ekranu) do parawanu: zawieszki

Kolorystyka zasłony parawanu[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

SPRZEDAWCA



sprzęt i wyposażenie medyczne

EpicMED sklep online
ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl
Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks 32 720 94 16