

C-02/D.ST

zabiegowy wózek oddziałowy z szufladą

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

LAKIER PROSZKOWY - kolory



Oddziałowy wózek szpitalny z blatem zabiegowo-instrumentalnym ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 oraz praktyczną szufladą na akcesoria zabiegowe i uniwersalną półką kosзовą wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo. Blat zabiegowy posiada podniesione ranty zabezpieczające instrumentarium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka. Szuflada bez zamka z uchwytem frontowym do jej wysuwania i wsuwania. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrzętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające regulację położenia elementów zawieszonych na stelażu, a w przyszłości także wyposażenie wózek w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

PL-MF-000009262

PRODUCENT

ZTM
TECHMED

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

Przeznaczenie wózka oddziałowego	procedury medyczne
Konstrukcja wózka oddziałowego	stal + aluminium lakierowane
Wysokość wózka	88 cm
Szerokość wózka	77 cm
Wózek z blatem/blatami zabiegowymi	Tak
Błaty zabiegowo-instrumentalne	1 blat stal kwasoodporna
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	Nie
Wózek z szufladą/szufladami	Tak
Szuflady	1 szuflada stal lakierowana
Wózek z półką/półkami koszowymi	Tak
Półki koszowe	1 półka stal lakierowana
Wózek z misami zabiegowymi	Nie
Wózek z kuwetami	Nie
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	Nie
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wózek mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna wózka [kg]	30
Stelaż wózka - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Blat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	70,5
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	41,5
Blat - maksymalne obciążenie [kg]	10
Korpus szuflad - materiał	stal lakierowana proszkowo
Korpus szuflad - długość [cm]	65,5
Korpus szuflad - szerokość [cm]	38,5
Korpus szuflad - wysokość [cm]	15,5
Szuflady - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada - długość [cm]	58
Szuflada - szerokość [cm]	34,5
Szuflada - wysokość [cm]	12,5
Szuflada - zamknięcie	opcjonalnie zamek patentowy z kluczem
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	10
Półki koszowe - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półka koszowa - szerokość [cm]	40,5
Półka koszowa - długość [cm]	65,5
Półka koszowa - głębokość [cm]	9

Półka koszowa - maksymalne obciążenie [kg]	10
Podstawa wózka - materiał	stal lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita wózka [cm]	77
Głębokość całkowita wózka [cm]	43
Wysokość całkowita wózka [cm]	88
Ciężar wózka [kg]	17,5
Numer katalogowy produktu	C-02-S(1)K(90)-66-ST-K5
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-K3/RM
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	C-02-66 stolik oddziałowy wielofunkcyjny serii K-3
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	20
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24