

## SZ-02ST

## mobilny stolik zabiegowy z blatami i miskami zabiegowymi



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



## LAKIER PROSZKOWY - kolory



Mobilny stolik zabiegowy z dwoma blatami zabiegowymi i dwiema miskami zabiegowymi o pojemności 2,5 litra mocowanymi do stelaża na obrotowych uchwytach. Blaty i miski wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z lakierowanego proszkowo, giętego na zimno, profilu stalowego o przekroju rurki z gniazdami kół do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm z oponkami do twardych podłoży nierysującymi powierzchnię. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



