


Dura-Stick 42188/42190

elektrody samoprzylepne 5x5cm 20 sztuk sztuk



Kwadratowe elektrody samoprzylepne wielokrotnego użytku do elektroterapii i elektrostymulacji aparatami i elektrostymulatorami wyposażonymi w kable pacjenta z końcówkami PIN 2 mm męski z bolcem do podłączenia elektrod. Elektrody posiadają podłączenie do kabla pacjenta zakończone żeńskim gniazdem PIN 2 mm. Elektrody są elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała. Od strony przyklejanej na pole zabiegowe powleczone są specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne.

Przedmiotem sprzedaży jest 20 sztuk elektrod o numerze katalogowym producenta: 42188 pakowanych w opakowania jednorazowe po 2 sztuki (10 opakowań), lub 42190 pakowanych w opakowania jednorazowe po 4 sztuki (5 opakowań), w zależności od aktualnej dostępności asortymentu na terenie Polski.

Elektrody samoprzylepne wystarczają na około 15 aplikacji do skóry w zależności od rodzaju skóry oraz warunków przechowywania i użytkowania elektrod. Po użyciu zawsze należy przechowywać elektrody w szczelnie zamkniętym opakowaniu załączonym do elektrod, w miejscu ciemnym, chłodnym i suchym (np. chłodziarka, lodówka). Nie należy używać elektrod po upływie terminu przydatności do użytku podanym na opakowaniu.

Ze względów higienicznych i epidemiologicznych, w związku z możliwością zainfekowania elektrody mikroorganizmami żyjącymi na skórze, elektrody samoprzylepne po pierwszym użyciu nie powinny być już używane przez inne osoby.

Producent: Chattanooga [DJO Global Group]

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Wielka Brytania (Anglia)
Gwarancja ogólna	do terminu ważności wyrobu
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta	42188 42190
Typ elektrod	wielorazowe
Rodzaj elektrod	samoprzylepne
Kształt elektrod	kwadratowe
Klasa przewodzenia elektrod	standard
Rozmiar elektrod	5 x 5 cm
Połączenie z kablem pacjenta	PIN 2 mm żeński (gniazdo)
Ilość elektrod	20 elektrod
Elektrody z pokrowcami	Nie
Okres używalności	około 15 aplikacji

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>