

LD-S02 S-Max

szeroka leżanka medyczna 3-częściowa drewniana



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



TAPICERKA paleta STANDARD

Szeroka leżanka medyczna o szerokości 70 cm i stałej wysokości 55 cm wykonana na stabilnej konstrukcji z drewna bukowego lakierowanego w 2 wariantach kolorystycznych do wyboru. Posiada trzyczęściowe leże z sekcjami zagłówka i podnóżka regulowanymi skokowo za pomocą mechanizmów typu rastomat. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezzwłókną tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru z palety standard lub palety Prestige. W opcjach dodatkowych leżankę można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części oraz w dolną półkę na akcesoria.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT

WSTECH

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE TECHNICZNE

Leże leżanki medycznej	3-częściowe
Regulowany zagłówek	Tak
Odcłaczany podglówek	Nie
Podłokietniki w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Tak
Materiał ramy leżanki medycznej	drewno bukowe
Ciemny kolor ramy - opcjonalnie	Tak
Długość całkowita leżanki	190 cm
Szerokość całkowita leżanki	70 cm
Skokowa regulacja wysokości leża leżanki	Nie
Wysokość całkowita leżanki	55 cm
Dopuszczalne obciążenie leżanki	150 kg
Uchwyt na podkładki (standard / opcjonalnie)	Tak
Koła w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia leżanki do lokalu	nieodpłatna
Materiał ramy dolnej - szczegóły	drewno bukowe
Wytrzymałość statyczna [kg]	150
Sekcja zagłówka	długa tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	skokowo rastomatem
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	0° - 45°
Otwór w zagłówku	z otworem lub bez otworu
Zaślepka otworu w zagłówku	w standardzie przy wyborze otworu w zagłówku
Półka pod leżem	opcjonalnie
Sekcja podnóżka - sposób regulacji	skokowo rastomatem
Sekcja podnóżka - zakres regulacji	0° - 35°
Wieszak na podkładki higieniczne	opcjonalnie
Długość całkowita leżanki z podglówkiem [cm]	190
Długość sekcji zagłówka [cm]	63
Długość sekcji piersiowej [cm]	53
Długość sekcji podnóżka [cm]	70
Waga leżanki [kg]	34,5
Numer katalogowy produktu	LD-S02 70/55
Kod PKWU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84

Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491LeDr75
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Leżanka drewniana LD-S02
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na tapicerkę premium	3 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Szerokość paczki [cm]	80
Długość paczki [cm]	200
Wysokość paczki [cm]	35
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	36
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24