

## MR-04

materac rehabilitacyjny do ćwiczeń 4-częściowy 200x120x3cm składany



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



<b>S01</b> niebieski	<b>S02</b> błękitny	<b>S03</b> zielony	<b>S04</b> zielony jasny	<b>S05</b> pomarańczowy jasny
<b>S06</b> czerwony	<b>S07</b> różowy	<b>S08</b> fioletowy	<b>S09</b> ecru	<b>S10</b> pomarańczowy
<b>S11</b> biały beskidzki	<b>S12</b> szary	<b>S13</b> morski	<b>S14</b> pistacjowy limonka	<b>S15</b> beżowy
<b>S16</b> czarny	<b>S17</b> żółty	<b>S18</b> brązowy		

**TAPICERKA paleta STANDARD**

Czteroczęściowy materac rehabilitacyjny o wymiarach 200x120x3 cm składany do przechowywania, wypełniony elastyczną a zarazem twardą pianką poliuretanową o podwyższonej odporności na odkształcenia. Materac rehabilitacyjny obszyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym z palety Standard. Tapicerka nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, jest łatwa w utrzymaniu jej w czystości oraz pozwala dezynfekcję szeroko dostępnymi preparatami do dezynfekcji powierzchni medycznych.

Materac rehabilitacyjny MR-04 może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce korekcyjnej, np. do korekcji wad postawy. Sprawdza się też jako materac do ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych w warunkach domowych i w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Materac może też być wykorzystywany do niektórych rodzajów masażu, np. masażu Tajskiego Shiatsu, oraz do terapii manualnych.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-000045163)

**PRODUCENT**



**Autoryzowany dystrybutor producenta**

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Typ materaca	4-częściowy składany
Długość materaca [cm]	200
Szerokość materaca [cm]	120
Grubość materaca [cm]	3
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Twardość materaca	twardy
Pokrowiec transportowy	bez pokrowca
Wypełnienie materaca	planka poliuretanowa
Waga materaca [kg]	12
Numer katalogowy produktu	MR-04
Kod PKWiU	32.50.50.0
Kod CN	3926 90 00
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491MatRehS9
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	MR-04 materac rehabilitacyjny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na wkład piankowy	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	13
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☒ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta

Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24