

KZ

kozetka lekarska 2-częściowa



Kozetka lekarska o stałej wysokości 61 cm na stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu pokrytych szarym lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Kozetka medyczna wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy rastomatu w zakresie +/- od poziomu głównej części leża. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru z palety Medi lub za dopłatą z palety V-Line. Kozetka posiada w podstawie podgumowane stopki, w tym 1 stopkę z regulacją śrubową do poziomowania kozetki na nierównej powierzchni gabinetu. Opcjonalnie kozetkę można doposażyć w wieszak na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 50 cm zamontowany do ramy kozetki w tylnej części lub pod zagłówkiem.

Kozetka dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu (rama z jedną nogą wyraźnie krótszą, główna część leża i zagłówek). Drobne elementy przytwierdzone są przy dostawie do spodniej części leża w woreczku plastikowym. Znajduje się w nim między innymi stopka regulacyjna do poziomowania kozetki, którą należy wkręcić w krótszą nogę kozetki.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie standardowe

- atestowana tapicerka skóropodobna z palety kolorów Medi

Opcje dodatkowe z dopłatą

- atestowana tapicerka z ekoskóry w paletce kolorów V-Line
- otwór do oddychania w zagłówku wraz z zatyczką
- uchwyt na podkłady higieniczne w rolkach

Kolorystyka i charakterystyka tapicerki kozetki lekarskiej - paleta kolorów Medi

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Meditap B365 jako skóropodobny materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz). Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0.9 ±0.2 mm | masa powierzchniowa: 550 ±50 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥35 daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz ≥15 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥ 30.000 cykli wg metody Martindale'a.

Surowce: powłoka - PCV | nośnik - PES 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji, również na bazie chloru i chlorków oraz alkoholu.

TAPICERKA - paleta Medi



Kolorystyka i charakterystyka tapicerki kozetki lekarskiej - paleta kolorów V-Line objętej dopłatą

Materiał obiciowy (ekoskóra) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków o właściwościach antystatycznych i właściwościach potrzebnych w sektorze medycznym, produkowany przez portugalski Elastron Group pod nazwą handlową NAPPATECH w technologii Easy to Clean jako materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na ścieranie, rozdarcia i rozciąganie, zagniecenia, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), hydrolizę, wodę morską oraz promieniowanie UV i blaknięcie (test QUV), a także na „szpitalne” środki dezynfekujące. Jest połączeniem wytrzymałości i komfortu użytkowania, a przy tym przyjemna w dotyku. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwpleśniowe oraz jest łatwa w konserwacji. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 1.0 mm ±5% | gramatura: 1050 g/lm ±5% | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne: 67,5 N | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz: 73,2 N | wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne: 448 N - 95% | wytrzymałość na rozciąganie wszerz: 334 N -157,1% | odporność powłoki na ścieranie: ≥500 000 cykli | normy ogniodoporne: test papierosa i zapałki - BS582 Part I ; EN1021-1/2; CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260/ FMVSS 302.

Surowce: powłoka PCV | nośnik - poliester 100%.

Czyszczenie i pielęgnacja: delikatnymi środkami, plamy i zabrudzenia usuwać roztworem wody z mydłem oraz miękką ściereczką ruchem okrężnym. Nie wybielać.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

TAPICERKA - paleta V-Line - dopłata



Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przyścienna (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	177 cm
Szerokość całkowita kozetki	61 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	61 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	150 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Relingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Nie
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Tak
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Materiał ramy dolnej - szczegóły	 rurki stalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym
Sekcja zagłówka	tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	-60° do +50°
Otwór w zagłówku	otwór na twarz z zatyczką - opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie montowany do ramy lub pod zagłówkiem
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 60 cm
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	60
Długość sekcji zagłówka [cm]	35
Długość sekcji łędźwiowo-nożnej [cm]	140

Waga kozetki [kg]	29
Numer katalogowy produktu	KZ
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Producent	Biuro Handlowe "KINESIS" Andrzej Boruta [21]
Siedziba producenta	[21] ul. Penara 23; 38-440 Iwonicz Zdrój [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[21] 13 435 06 45 serwis@kinesis.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	31

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>