

## SZ-01ST

## mobilny stolik zabiegowy z blatami i miskami zabiegowymi



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



## LAKIER PROSZKOWY - kolory



Mobilny stolik zabiegowy z dwoma blatami zabiegowymi i dwiema miskami zabiegowymi o pojemności 2,5 litra mocowanymi do stelaża na obrotowych uchwytach. Blaty i miski wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z lakierowanego proszkowo, giętego na zimno, profilu stalowego o przekroju rurki z gniazdami kół do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm z oponkami do twardych podłoży nierysującymi powierzchnię. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE TECHNICZNE

Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego	stal lakierowana
Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wysokość stolika zabiegowego	81 cm
Szerokość stolika zabiegowego	74 cm
Ilość blatów zabiegowych	2 blaty zabiegowe
Materiał blatów zabiegowych	stal kwasoodporna
Stolik zabiegowy z szafką	Nie
Misy zabiegowe - ilość	2 misy zabiegowe
Misy zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna
Misy zabiegowe w standardzie	Tak
Misy zabiegowe opcjonalnie	Nie
Mobilny stolik na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	25
Stelaż stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	górny 74   dolny 70
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	43,5
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	10
Miski na odpady - ilość	2
Miski na odpady - pojemność [ml]	250
Miski na odpady - średnica [cm]	22
Miski na odpady - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg]	2
Podstawa stolika	mobilna na 4 kółkach
Kółka - rodzaj	skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Szerokość całkowita stolika [cm]	74
Głębokość całkowita stolika [cm]	44
Wysokość całkowita stolika [cm]	81
Waga stolika [kg]	18
Numer katalogowy produktu	SZ1-02-2P-ST-K5-W   UPO1.KO.PI.KO.2,5-UR1.20

Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-SZ/WF
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SZ-01ST stolik zabiegowy Typu SZ
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	20
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ✉ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24