

## Gymna Contact 341099

żel USG kanister 5l



Żel do ultradźwięków Gymna Contact (nr katalogowy 341099 - kanister 5l) wysokiej jakości, uniwersalny i bardzo wydajny żel USG stosowany w diagnostyce ultrasonograficznej i do terapii ultradźwiękowej oraz w elektroterapii i elektrostymulacji do smarowania elektrod. Stosowany również w terapii falą uderzeniową. Chroni skórę pacjenta przed przegrzaniem i uszkodzeniami nie pozostawiając przy tym zabrudzeń dzięki wodnej formule oraz nie powodując podrażnień skóry u pacjenta dzięki neutralnemu pH. Zapewnia dobre przenikanie fal oraz idealną zgodność z częstotliwościami w aparatach USG i do sonoterapii, a lekka formuła hydrożelu umożliwia szybkie czyszczenie głowic. Rekomendowany nie tylko do urządzeń produkcji firmy Gymna.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.

***gymna***

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	<b>paczka do 5 kg</b>
Kraj producenta	<b>Belgia</b>
Nr katalogowy wyrobu u producenta	<b>341099</b>
Opakowanie jednostkowe	<b>kanister</b>
Pojemność (ml)	<b>5000</b>
Typ żelu	<b>ultrasonograficzny</b>
Przeznaczenie żelu	<b>sonoterapia   elektroterapia   elektrostymulacja</b>
Opakowanie jednostkowe	<b>kanister</b>
Pojemność (l)	<b>5 litrów</b>
Waga (kg)	<b>5,3</b>
Wartość pH	<b>neutralne</b>
Opakowanie zbiorcze	<b>karton</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym	<b>2 kanistry</b>

#### Biuro handlowe sklepu

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>