

B-04ST

mobilny asystor zabiegowy z szufladami i blatami ze stali kwasoodpornej

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

LAKIER PROSZKOWY - kolory



Mobilny asystor zabiegowy z trzema blatami zabiegowo-instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i dwiema użytkowymi szufladami na akcesoria zabiegowe. Blaty posiadają podniesione ranty zabezpieczające narzędzia przed zsunięciem z blatu. Obudowa (korpus) szuflad oraz szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały. Szuflady bez zamków z uchwytnymi frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Stelaż asystora zabiegowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo w standardzie na kolor biały. Stelaż umożliwia regulację rozstawu korpusu szuflad i blatów instrumentalnych w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie tego asystora do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo w standardzie na kolor biały. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni, nadające asystorowi zabiegowemu mobilności w obrębie gabinetu i placówki. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

W aluminiowym stelażu asystora zabiegowego znajdują się 2 kanały montażowe (zewnątrzny i wewnętrzny) umożliwiające regulację położenia blatów zabiegowych i korpusu szuflad, a w przyszłości także wyposażenie asystora w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

PL-MF-000009262

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

Konstrukcja asystora	stal + aluminium lakierowane
Wysokość asystora	80 cm
Szerokość asystora	50 cm
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	Nie
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Tak
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Blat(y) ze stali lakierowanej	Nie
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	Tak
Asystor z 1 szufladą	Nie
Asystor z 2 szufladami	Tak
Asystor z 3 szufladami	Nie
Asystor z 4 szufladami	Nie
Mobilny asystor na kółkach	Tak
Nośność maksymalna asystora [kg]	25
Stelaż asystora - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	32
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	5
Szuflada(y) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada - szerokość [cm]	37,5
Szuflada - głębokość [cm]	28
Szuflada - wysokość [cm]	10,5
Szuflada(y) - zamknięcia	opcjonalnie
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa asystora	stalowa lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita asystora [cm]	50
Głębokość całkowita asystora [cm]	40

Wysokość całkowita asystora [cm]	80
Waga asystora [kg]	38
Numer katalogowy produktu	B-03-2PS(2)-80-K5
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-K6/RW
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	B-04ST stolik wielofunkcyjny serii K-6
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	półpaleta EUR 6 (80x60 cm) bezzwrotna
Gabaryt produktu na paletcie	80x60x140 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	60
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24