


Dura-Stick Plus 42199

elektrody samoprzylepne 5x9cm 20 sztuk



Prostokątne elektrody samoprzylepne wielokrotnego użytku do elektroterapii i elektrostymulacji aparatami i elektrostymulatorami wyposażonymi w kable pacjenta z końcówkami PIN 2 mm męski z bolcem do podłączenia elektrod. Elektrody posiadają podłączenie do kabla pacjenta zakończone żeńskim gniazdem PIN 2 mm. Elektrody są elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała. Od strony przyklejanej na pole zabiegowe powleczone są specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne. Przedmiotem sprzedaży jest 20 sztuk elektrod o numerze katalogowym producenta 42199 pakowanych w opakowania jednorazowe po 4 sztuki (5 opakowań).

Elektrody samoprzylepne wystarczają na około 15 aplikacji do skóry w zależności od rodzaju skóry oraz warunków przechowywania i użytkowania elektrod. Po użyciu zawsze należy przechowywać elektrody w szczelnie zamkniętym opakowaniu załączonym do elektrod, w miejscu ciemnym, chłodnym i suchym (np. chłodziarka, lodówka). Nie należy używać elektrod po upływie terminu przydatności do użytku podanego na opakowaniu.

Ze względów higienicznych i epidemiologicznych, w związku z możliwością zainfekowania elektrody mikroorganizmami żyjącymi na skórze, elektrody samoprzylepne po pierwszym użyciu nie powinny być już używane przez inne osoby.

Producent: Chattanooga [DJO Global Group]

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kraj producenta | Wielka Brytania (Anglia) |
| Gwarancja ogólna | do terminu ważności wyrobu |
| Gwarancja - gwarant | gwarantem jest producent wyrobu |
| Serwis | przedstawiciela producenta w Polsce |
| Nr katalogowy wyrobu u producenta | 42199 |
| Typ elektrod | wielorazowe |
| Rodzaj elektrod | samoprzylepne |
| Kształt elektrod | prostokątne |
| Klasa przewodzenia elektrod | standard plus |
| Rozmiar elektrod | 5 x 9 cm |
| Połączenie z kablem pacjenta | PIN 2 mm żeński (gniazdo) |
| Ilość elektrod | 20 elektrod |
| Elektrody z pokrowcami | Nie |
| Okres używalności | około 15 aplikacji |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>