

PRM4/50z

parawan lekarski 4-skrzydłowy zmywalny w ramie metalowej



Polski producent
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Wolnostojący parawan lekarski 4-skrzydłowy o wysokości 165 cm i szerokości całkowitej 202 cm wyposażony w ekrany (zasłony) z tkaniny zmywalnej wykonanej z poliestru w kilku kolorach do wyboru. Zasłony są nieprzezierne i zapewniają pacjentowi pełną intymność. Ramy skrzydeł parawanu wykonane są z profili stalowych (rurki) z powłoką lakierowaną proszkowo na kolor biały lakierem o podwyższonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Podstawa na kółkach nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki.

Parawan lekarski PRM4/50z znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych, a także w placówkach opiekuńczych, zapewniając pacjentom podstawową intymność podczas badań i zabiegów. Spełni swoją rolę również jako parawan kosmetyczny, np. w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.



Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](#)

PRODUCENT
 JUVENTAS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

Rodzaj parawanu	4-skrzydłowy
Materiał ramy parawanu	stal lakierowana
Materiał ekranu (zasłony) w parawanie	tkanina zmywalna poliestrowa
Wysokość całkowita parawanu	165 cm
Szerokość całkowita parawanu	200 cm
Szerokość skrzydła parawanu	4x 50 cm
Łączenie skrzydeł parawanu	zawiasy
Rodzaj podstawy parawany	mobilna z kółkami
Parawan niemagnetyczny MR	Nie
Konstrukcja parawanu	profile stalowe (rurki)
Wykończenie konstrukcji	biały lakier proszkowy
Tkanina zasłony parawanu	zmywalna 100% PES (poliester)
Kółka - rodzaj	kierunkowe skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne
Głębokość podstawy [cm]	45
Ciężar parawanu [kg]	15
Numer katalogowy produktu	PRM 4
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370parmedAK
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	PRM4 parawan medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata

Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	16
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☒ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce[Poliska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24