


**Thera Band 25056**

mata gimnastyczna do ćwiczeń 190x60x2.5  
niebieska



Niebieska mata gimnastyczna do ćwiczeń ogólnorozwojowych o wymiarach 190x60 cm i grubości 25 mm z powłoką antystatyczną i antypoślizgową do użytku profesjonalnego i domowego w pomieszczeniach. Niezwykle lekka i wygodna, a przy tym bardzo elastyczna mata wykonana z polietylenu. Mata posiada dobre właściwości amortyzujące, a także izoluje od podłoża utrzymując ciepłotę ciała ćwiczącego, nie wchłania wilgoci ani potu. Nie zawiera lateksu i PVC. Wyposażona w prostokątne otwory do wieszania na ścianie lub wieszaku, a także w pasek z gumy podtrzymujący zrolowaną matę.

Producent: Thera Band

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

**Czyszczenie i konserwacja maty**

Maty Thera Band Exercise Mat można czyścić szmatką i myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Suszyć w stanie rozwieszonym w miejscu nienasłonecznionym. Maty można dezynfekować powszechnie dostępnymi preparatami do dezynfekcji na bazie alkoholi, bez aldehydów, chloru i pochodnych guanidyny.

Marka maty	Thera-Band Exercise Mat
Rodzaj oferty	standard: pojedyncze sztuki
Przeznaczenie maty	ćwiczenia
Użytkowanie maty	w budynku
Materiał maty	PE polietylen
Długość maty	190 cm
Szerokość maty	60 cm
Grubość maty	2,5 cm
Kolor maty	niebieski
Powłoka antybakteryjna	Nie
Narożniki maty	zaokrąglone
Oczka do zawieszania	2 oczka
Materiał wykonania	polietylen (PE)
Waga maty [kg]	0,9
Numer katalogowy produktu	25056
Kod EAN produktu	4260071631374
Kod CN	3926 90 00
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	The Hygenic Corporation [31]
Siedziba producenta	[31] 1245 Home Avenue; 44310 Akron, Ohio [USA]
Autoryzowany dystrybutor producenta w Polsce	TB Polska sp. z o.o. [51]
Siedziba dystrybutora	[51] ul. Gruzelki 19, 42-600 Tarnowskie Góry [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	autoryzowany dystrybutora
Serwis techniczny - kontakt	[51] 32 382 06 90   biuro@tb-polska.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	35
Długość paczki [cm]	65
Wysokość paczki [cm]	35
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	2

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>