

SCHR/P

schody z pochylnią do nauki i reedukacji
chodzenia

Schody z pochylnią Kinesis SCHR/P są sprzętem rehabilitacyjnym stosowanym w terapii i reedukacji chodu u osób, które z różnych przyczyn utraciły zdolność chodzenia. Dostępne w urządzeniu zakresy regulacji wysokości poręczy pozwalają na prowadzenie terapii chodzenia zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci. Rehabilitacja przy użyciu tego sprzętu terapeutycznego, wyposażonego z jednej strony w pochylnię a z drugiej strony w 3-stopniowe schody, pozwala korygować dysfunkcje kończyn dolnych, w tym ich wady rozwojowe, oraz w przypadku osób po urazach reedukować umiejętność chodzenia z dużą skutecznością.

Konstrukcja i poręcze schodów z pochylnią SCHR/P do nauki chodzenia zostały wykonane z zamkniętych profili stalowych lakierowanych proszkowo.

Schody z pochylnią SCHR/P są wyrobem medycznym, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	SCHR/P
Rodzaj sprzętu do terapii chodu	schody z pochylnią
Długość całkowita [cm]	300,7
Szerokość całkowita [cm]	73
Wysokość całkowita [cm]	120
Dopuszczalne maksymalne obciążenie [kg]	150
Poręcze - konstrukcja	stal lakierowana proszkowo
Poręcze - zakres regulacji długości [cm]	bez regulacji
Poręcze - zakres regulacji szerokości [cm]	bez regulacji
Poręcze - zakres regulacji wysokości [cm]	62-100
Schody - liczba stopnic	3
Schody - wysokość stopni [cm]	15
Schody - głębokość stopnic [cm]	30
Podest - długość [cm]	66
Podest - szerokość [cm]	66
Pochylnia - szerokość [cm]	60

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>