


## SRm.1A

### kozetka lekarska 2-częściowa na kołach



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



Dostępność Plus  
Dostępność AOS



Kozetka lekarska o stałej wysokości 50 cm na stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Kozetka lekarska wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy mechanizmu zapadkowego. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Tapicerka kozetki poddaje się dezynfekcji dostępnymi na rynku środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych. Kozetka posiada w podstawie 4 koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 125mm z miękkimi oponkami nierysującymi twardych podłożu. Wszystkie koła wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy). Standardowo kozetka wyposażona jest w wieszak na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 50 cm zamontowany pod tylną częścią leża lub od strony zagłówka. Kozetka nie wymaga montażu po dostawie, dostarczana jest na palecie w stanie gotowym do użytku.

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-00009262)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE TECHNICZNE

Leże kozetki lekarskiej	<b>2-częściowe</b>
Kozetka niemagnetyczna do MR	<b>Nie</b>
Kozetka składana do transportu	<b>Nie</b>
Kozetka przysięciana (składana do ściany)	<b>Nie</b>
Regulowany zagłówek	<b>Tak</b>
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	<b>Nie</b>
Podkietniki w standardzie	<b>Nie</b>
Podkietniki opcjonalnie	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka z regulacją	<b>Nie</b>
Materiał ramy dolnej kozetki	<b>stal lakierowana</b>
Długość całkowita kozetki	<b>185 cm</b>
Szerokość całkowita kozetki	<b>56 cm</b>
Skokowa regulacja wysokości kozetki	<b>Nie</b>
Wysokość całkowita kozetki	<b>50 cm</b>
Dopuszczalne obciążenie kozetki	<b>200 kg</b>
Kozetka z barierkami bocznymi	<b>Nie</b>
Reingi do pasów stabilizujących	<b>Nie</b>
Uchwyt na podkłady w standardzie	<b>Tak</b>
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	<b>Nie</b>
Koła w standardzie	<b>Tak</b>
Koła opcjonalnie	<b>Nie</b>
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	<b>niedostępna</b>
Materiał ramy dolnej - szczegóły	<b>zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo</b>
Sekcja zagłówka	<b>tapicerowana</b>
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	<b>mechanizm zapadkowy</b>
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	<b>0° do +45°</b>
Wieszak na podkłady higieniczne	<b>w standardzie, montowany do ramy</b>
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	<b>1 rolka o szerokości 50 cm</b>
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	<b>52</b>
Koła	<b>skrzętne (kierunkowe)</b>
Koła - średnica [mm]	<b>125</b>
Koła - blokowanie	<b>blokada jazdy (hamulec postojowy)</b>

Długość sekcji zagłówka [cm]	<b>50</b>
Długość sekcji leżadłowo-nożnej [cm]	<b>135</b>
Waga kozetki [kg]	<b>35</b>
Numer katalogowy produktu	<b>SR1-ST-185-56-50-T_(5)-0-K12.3-W</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-SR/VP</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>SR1 stół rehabilitacyjny Typ SR</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>1 rok</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>1 rok</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka paletowa</b>
Rodzaj palety	<b>paleta przemysłowa bezzwrotna</b>
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	<b>55</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24