

Segufix 2222-L

rozmiar L system pasów unieruchamiających
pacjenta

OPCJE DODATKOWE - pasy uzupełniające

Segufix 2211
pasy na udaSegufix 2212
dodatkowe unieruchomienie ramion

© by SEGUFIX®

Kompletny (systemowy) zestaw pasów bandażowych w rozmiarze L do unieruchamiania pacjenta w łóżku szpitalnym lub w transporcie medycznym na noszach lub na wózku transportowym. Przy pomocy tego zestawu unieruchamiać można całe ciało pacjenta (klatka piersiowa, brzuch, nadgarstki, kostki) lub tylko poszczególne partie jego ciała. Uprząże i pasy wykonane są z trwałej i mocnej dzianiny. Pasy posiadają otwory regulacyjne w celu szybkiego dopasowania do miejsca aplikacji na ciele pacjenta. Zapinane są przy pomocy specjalnych zamków magnetycznych, do otwarcia których można użyć tylko kluczy magnetycznych zawartych w zestawie. System jest komfortowy w użyciu i szybki w obsłudze przez personel medyczny.

Pasy krępujące pacjenta Segufix 2222-L należy stosować tylko w razie konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego w celu eliminacji zagrożeń samookaleczenia lub uszkodzenia ciała pacjenta (urazów) przy nadpobudliwości ruchowej pacjenta. System Salvafix zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa i ochrony pacjenta przed samookaleczeniem się i przed upadkami z łóżka szpitalnego oraz ze sprzętu do transportu chorych.

Producent: Segufix Bandagen

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Segufix 2222-L - wyposażenie fabryczne zestawu

- Segufix Standard 2221-L pas brzuszny z pasem kroczeniowym - 1 kpl.
- Segufix szelki na ramiona 2203-L - 1 szt.
- Segufix paski do rąk 2204-L - 1 kpl.
- Segufix paski do stóp 2205-L - 1 kpl.
- patentowe zamki magnetyczne - 11 szt.
- klucze magnetyczne - 2 szt.
- instrukcja obsługi w j. polskim
- karta gwarancyjna

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

Segufix 2211-M pasy do całkowitego unieruchomienia ud (rozmiar M) - 1 kpl.

Segufix 2212 dodatkowe unieruchomienie ramion (rozmiar uniwersalny) - 1 kpl.

Segufix 8015 torba transportowa (czerwona) na 1 komplet pasów z kieszonkami na zamki i klucze magnetyczne

Segufix 8014 torba transportowa (czarna) na kilka kompletów pasów z kieszonkami na zamki i klucze magnetyczne

Segufix 2211-M

Pasy do całkowitego unieruchomienia ud z zapięciem magnetycznym w rozmiarze M (obwód uda 50-72 cm) powodują dodatkowe ograniczenie swobody ruchu nóg. W komplecie 4 magnetyczne zamki patentowe.

Segufix 2212

Pasy (szelki) do dodatkowego i całkowitego unieruchomienia ramion z zapięciem magnetycznym w rozmiarze uniwersalnym (długość całkowita: 114 cm). Zalecane stosowanie z pasem brzuszny Segufix Standard wraz z pasem kroczywym w celu zapobiegania podnoszeniu klatki piersiowej przez pacjenta. W komplecie 2 magnetyczne zamki patentowe.

Segufix 8015

Podręczna torba transportowa w kolorze czerwonym gotowa do szybkiego zastosowania znajdujących się w niej pasów. Chroni pasy przed zabrudzeniem i powala w sposób przejrzysty przechowywać po 1 komplecie pasów np. układając w magazynie szpitalnym jedną torbę na drugą. Wewnątrz posiada przegródki na zamki i klucze magnetyczne. Torba wykonana jest w miękkiego materiału a wewnątrz z materiału łatwo zmywalnego i poddającego się dezynfekcji. Wymiary: długość 42 cm, szerokość 26 cm, wysokość 10 cm.

Segufix 8014

Torba transportowa w kolorze czarnym oferuje miejsce dla większej liczby systemów Segufix. Chroni pasy przed zabrudzeniem. Wewnątrz posiada dwie oddzielne kieszonki na zamki i klucze magnetyczne. Torba wykonana jest w miękkiego materiału a wewnątrz z materiału łatwo zmywalnego i poddającego się dezynfekcji. Wymiary: długość 62 cm, szerokość 32 cm, wysokość 28 cm.

Przeznaczenie pasów	przymus bezpośredni
System pasów	Segufix
Unieruchomienie lub stabilizacja	całego ciała lub jego segmentów
Miejsce mocowania pasów	rama łóżka, noszy, wózka do transportu
Rozmiar pasów	L
Zapięcia pasów	zamki magnetyczne
Materiał pasów	pasy bandażowe
Opaski na nadgarstki - obwód [cm]	22-29
Pas brzuszny - obwód w talii [cm]	116-156
Opaski na kostki - obwód [cm]	27-33
Numer katalogowy produktu	2222-L
Certyfikacja produktu	CE/MDD
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLVMiPB	wyrób medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Segufix-Bandagen - Das Humane System GmbH & Co. KG [54]
Siedziba producenta	[54] Allerbeeksring 33; D-21266 Jesteburg [Niemcy]
Autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce	Masterclean&Service Marta Leja-Schierhorn [54]
Siedziba przedstawiciela	[54] ul. Zbyszka Kopcia 24; 37-500 Jarosław [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[54] ☎ 16 627 10 42 masterclean.service@wp.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>