

AsPEKT 712 HLT 301

rejestrator zapisu elektrokardiogramu

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Prosty w obsłudze, wysokiej klasy 3/12-kanalowy holter EKG wykonany w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe rejestrujące długoterminowy zapis elektrokardiogramu metodą holterowską. Rejestrator EKG umożliwia wykonywanie u dorosłych pacjentów i u dzieci elektrokardiogramów z użyciem 4, 7 lub 12 elektrod EKG i komunikacją bezprzewodową Bluetooth w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Zapis można prowadzić w okresie 24 godzin, 48 godzin lub przez 7 dni. Podgląd przebiegu EKG i jego ocenę w trybie komunikacji bezprzewodowej można obserwować przez oprogramowanie HoICARD 24W.

Rejestrator oferuje 2 tryby rejestracji zapisu EKG, Optimal (częstotliwość próbkowania 250 Hz) lub Extended (częstotliwość próbkowania 2000 Hz). Posiada kolorowy ekran graficzny OLED i klawiaturę pojemnościową umożliwiającą wstępną konfigurację rejestratora oraz podgląd jakości sygnału EKG. Rejestrator zasilany jest jedną baterią alkaliczną typu AA lub Li-Fe lub akumulatorem NI-MH. Bateria Li-Fe przeznaczona jest do pracy rejestratora w trybie 7-dniowego zapisu sygnału EKG.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000018796](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT
ASPEL
SPRZĘT MEDYCZNY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



