

StEL.32N

stół rehabilitacyjno-zabiegowy 3-częściowy elektryczny


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


| | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Nr 01 biały | Nr 03 beżowy | Nr 05 turkusowy | Nr 06 morski | Nr 07 niebieski |
| Nr 08 granatowy | Nr 09 brązowy | Nr 10 czarny | Nr 11 czerwony | Nr 12 ciemny zielony |
| Nr 13 fioletowy | Nr 14 żółty | Nr 16 szary | Nr 17 pomarańczowy | Nr 18 burgund |
| Nr 19 amarantowy | Nr 20 jasny zielony | Nr 21 zielony | Nr 22 brązowy jasny | Nr 23 różowy jasny |
| Nr 24 szaro-fioletowy | | | | |

TAPICERKA kolory

Stół stacjonarny rehabilitacyjno-zabiegowy wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem nożnym. Stół StEL.32N oferuje 3-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym elektrycznie w zakresie +/- pilotem nożnym oraz nieruchomą sekcją piersiową i podnoszoną pneumatycznie (sprężyny gazowe) sekcją lędźwiowo-nożną (oparcie pleców przy funkcji fotela). Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wymiową zatyczką. Przy sekcji lędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne uchwyty do mocowania pasów stabilizujących pacjenta, które w opcji wyposażenia dodatkowego mogą być zamienione na obustronne barierki składane do poziomu poniżej leża. Stół w jego tylnej części wyposażony jest w uchwyt na podkładki higieniczne w rolce zamontowany do ramy leża.

Stół rehabilitacyjno-zabiegowy wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo na biało lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu wyposażona jest standardowo w cztery duże koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 125 mm nadające stołowi mobilności w obrębie gabinetu lekarskiego i placówki medycznej. Koła ułatwiają manewrowanie stołem oraz posiadają bieżniki nie niszczące twardych podłoży i wszystkie wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postoju).

Stacjonarny stół rehabilitacyjno-zabiegowy StEL.32N cechuje stabilność, niezawodność i prostota użytkowania. Znajdzie zastosowanie do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem leczniczego masażu lub innych terapii mających na celu przywrócenie sprawności poszczególnym partiom ciała pacjenta. Może być stosowany również w kinetyterapii do ćwiczeń z pacjentem w kabinie UGUL lub z użyciem innych systemów do ćwiczeń w podwieszeniu. Może być także używany z powodzeniem do zabiegów z użyciem aparatów leczniczych, czy lamp naświetlających, oraz do badania pacjenta i drobnych zabiegów w każdej innej placówce ochrony zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

PL-MF-000043708

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

| | |
|--|---|
| Przeznaczenie stołu stacjonarnego | rehabilitacja badania i zabiegi |
| Barierki boczne | barierki boczne opcjonalnie |
| Regulacja wysokości leża | elektryczna nożna (pilot) |
| Zakres regulacji wysokości leża od podłoża | 54-94 cm |
| Liczba sekcji leża | 3 sekcje (3-częściowe) |
| Sekcja zagłówka | regulowana +/- poziomiu leża |
| Sekcja piersiowa | bez regulacji |
| Sekcja lędźwiowo-nożna | regulowana (podnoszona) |
| Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.) | 195 x 70 cm |
| Pozycja Pivota | Nie |
| Funkcja fotela | Tak |
| Pozycja Trendelenburga | Nie |
| Pozycja antyTrendelenburga | Nie |
| Funkcja CPR | Nie |
| System jezdny | 4 kola w standardzie |
| Dopuszczalne obciążenie | 250 kg |
| Usługa wniesienia stołu do lokalu | dośćpna |
| Model/seria produkcyjna stołu | STEL (UBM) |
| Barierki boczne - rodzaj | opcjonalnie składane |
| Barierki boczne - materiał | lakierowane profile stalowe |
| Statyczna wytrzymałość leża [kg] | 250 |
| Rodzaj ramy dolnej stołu | prostokątna |
| Materiał ramy dolnej stołu | lakierowane profile stalowe |
| System podnoszenia leża | silownik elektryczny |
| Pilot nożny przewodowy | w standardzie |
| Długość sekcji zagłówka [cm] | 45 |
| Sposób regulacji zagłówka | elektryczna pilotem ręcznym |
| Zakres regulacji zagłówka | od -74° do +43° |
| Otwór w zagłówku | opcjonalnie otwór w zagłówku z zaślepką |
| Długość sekcji piersiowej [cm] | 65 |
| Sposób regulacji sekcji piersiowej | bez regulacji |
| Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm] | 84,5 |
| Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej | pneumatyczny (sprężyna gazowa) |
| Zakres regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej | 0° do +79° |
| Wieszak na podkłady higieniczne | w standardzie |
| System jezdny - typ | 4 kola kierunkowe ø 125mm z blokadą jazdy |

| | |
|---|---|
| Zasilanie elektryczne | AC 230 V 50 Hz |
| Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg] | 101 |
| Numer katalogowy produktu | STEL32 z pilotami nożnymi |
| Kod PKWiU | 32.50.21.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 59048836100206L |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 13 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | STEL32 wielofunkcyjny stół zabiegowy |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 2 lata |
| Gwarancja na elementy elektryczne | 1 rok |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne | 1 rok |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 2 lata |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta przemysłowa bezzwrotna |
| Gabaryt produktu na paletcie | 220x80x80 cm |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 120 |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy | odpłatna |
| Producent wyrobu | [34] U.B.M. Katarzyna Kotasińska [®] ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska] ☎ 77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [34] PL-MF-000043708 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [34] ☎ 77 410 52 57 info@meble-medyczne.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24