



B-01ST mobilny asystor medyczny z blatami zabiegowymi ze stali kwasoodpornej



Mobilny asystor zabiegowy z czterema blatami zabiegowo-instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Blaty posiadają podniesione ranty zabezpieczające narzędzia przed zsunięciem z blatu. Stelaż asystora zabiegowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo w standardzie na kolor biały. Stelaż umożliwia regulację rozstawu blatów instrumentalnych w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie tego asystora do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo w standardzie na kolor biały. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni, nadające asystorowi zabiegowemu mobilności w obrębie gabinetu i placówki. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Nr katalogowy: B-04-4P-80-K5*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★




B-01ST

mobilny asystor medyczny z blatami zabiegowymi



W aluminiowym stelażu asystora zabiegowego znajdują się 2 kanały montażowe (zewnątrzny i wewnętrzny) umożliwiające regulację położenia blatów zabiegowych, a w przyszłości także doposażenie asystora w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek

Paleta kolorów asystora medycznego - lakier proszkowy



W standardzie

- stelaż aluminiowy i podstawa stalowa lakierowane proszkowo na kolor biały
- blaty instrumentalno-zabiegowe w naturalnym kolorze stali kwasoodpornej (srebrzysty)

Opcje dodatkowe z dopłatą

- stelaż aluminiowy i podstawa stalowa lakierowane proszkowo na jeden kolor wybrany z palety dostępnych kolorów RAL, inny niż biały

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe asystora

- wybrana listwa zasilająca z adapterem do zwijania przewodu:

- LZA-01 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 3 m
- LZA-02 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z ochroną linii, dwa bezpieczniki zwłoczne 10A, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 2,5 m
- LZA-03 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem typu schuko, 16A/~250V/50Hz; wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, dwa zaciski ekwipotencjalne wg normy DIN 42801, przewód zasilający 3,0 m

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: B-04-4P-80-K5*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Konstrukcja asystora	stal + aluminium lakierowane
Wysokość asystora	80 cm
Szerokość asystora	50 cm
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	Nie
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Tak
Blat(y) ze stali lakierowanej	Nie
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	Tak
Asystor z 1 szufladą	Nie
Asystor z 2 szufladami	Nie
Asystor z 3 szufladami	Nie
Asystor z 4 szufladami	Nie
Mobilny asystor na kółkach	Tak
Nośność maksymalna asystora [kg]	20
Stelaż asystora - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	32
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa asystora	stalowa lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita asystora [cm]	50
Głębokość całkowita asystora [cm]	40
Wysokość całkowita asystora [cm]	80
Waga asystora [kg]	22
Numer katalogowy produktu	B-04-4P-80-K5
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR

DANE PRODUKTU

Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-K6/RW
Nomenklatura wg URPLW MiPB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	60
Długość paczki [cm]	60
Wysokość paczki [cm]	100
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	25

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.