

## Stolik pod aparat medyczny StDR

### Charakterystyka i zalety stolika

- prosta i stabilna konstrukcja z wyselekcjonowanego drewna bukowego po obróbce ręcznej
- 3 półki pod aparaty medyczne
- dopuszczalne obciążenie każdej półki do 6 kg
- stelaż z kółkami pozwala na przemieszczanie sprzętu w obrębie gabinetu i placówki
- dostępne 3 kolory wybarwienia drewna
- koła kierunkowe z hamulcami
- darmowa dostawa na terenie Polski




### Dane techniczne

Gabaryt przesyłki z produktem: paczka do 15 kg  
Kraj producenta: Polska  
Gwarancja ogólna: 1 rok  
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu  
Serwis: fabryczny producenta  
Nr katalogowy wyrobu u producenta: StDR  
Przeznaczenie stolika: uniwersalny - różne aparaty  
Liczba szuflad na akcesoria: bez szuflad  
Liczba półek-blatów: 3 półki  
Podstawa stolika: kółka z hamulcem  
Szuflka na akcesoria: bez szufki  
Stelaż stolika - materiał: wyselekcjonowane drewno bukowe  
Wysokość całkowita stolika bez wysięgników [cm]: 100  
Szerokość całkowita stolika [cm]: 55  
Głębokość całkowita stolika [cm]: 60  
Półki/blaty - materiał: wyselekcjonowane drewno bukowe  
Półki/blaty - szerokość [cm]: 48  
Półki/blaty - długość [cm]: 30  
Półki/blaty - maksymalne obciążenie [kg]: 6  
Podstawa stolika: przejezdna  
Podstawa stolika - materiał: wyselekcjonowane drewno bukowe  
Kółka - rodzaj: kierunkowe  
Kółka - blokowanie: hamulec  
Maksymalne obciążenie stolika [kg]: 20



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

### Kolorystyka konstrukcji drewnianej stolika



### SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl) Internet: [epicmed.pl](http://epicmed.pl)

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16