

## RC NBV

zestaw do zdalnego sterowania pracą lamp  
bakteriobójczych bezpośredniego działania



Zestaw Ultra-Viol RC NBV (odbiornik + pilot) do zdalnego sterowania pracą lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania. Zdalne sterowanie umożliwia włączanie i wyłączanie promieniowania UV-C z bezpiecznej odległości do 25 metrów. Zestaw zdalnego sterowania przeznaczony jest do samodzielnego montażu i nie wymaga oddzielnej instalacji elektrycznej. Odbiornik montuje się na ścianie w miejscu przebiegu zasilania lampy bakteriobójczej poprzez wpięcie w obwód prądowy, np. w miejscu puszek elektrycznej przy lampie bakteriobójczej. Zestaw RC NBV może być stosowany do każdej lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania ściennej lub sufitowej niezależnie od jej producenta. Przed przypadkowym włączeniem lub wyłączeniem innej lampy bakteriobójczej zabezpiecza niestandardowy system kodowania, na którym oparta jest praca zestawu.

Producent: Ultra-Viol



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	RC NBV
Rodzaj akcesorium do lamp UV-C	zdalne sterowanie pracą lampy
Zasięg działania zdalnego sterowania	do 25 m
Częstotliwość pracy układu zdalnego sterowania	433,92 MHz
Montaż	odbiornik: w dowolnym miejscu na zasilającym lampę bakterioobójczą obwodzie prądowym
Zasilanie	odbiornik: AC 230 V 50 Hz   pilot: DC bateria 12V typ A23
Pobór mocy	odbiornik 0,1 VA
Klasa zabezpieczenia	II klasa
Klasa szczelności obudowy	IP20

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>