

## PRT.1

## mobilny parawan teleskopowy z zasłoną z elanobawełny



Polski producent  
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Teleskopowy parawan lekarski o rozpiętości wysięgnika teleskopowego 70-200 cm. Wysięgnik teleskopowy wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX. Maszt i podstawa parawanu teleskopowego wykonane są z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze białym. Zakres obrotu parawanu w osi pionowej na sworzniu masztu wynosi 180°. Parawan wyposażony jest w zasłonę o szerokości 200 cm i wysokości 144 cm wykonaną z elanobawełny. Podstawa parawanu posiada 4 koła kierunkowe (skrętne) wyposażone w hamulec stojowy (blokadę jazdy), co umożliwia manewrowanie parawanem w obrębie gabinetu lekarskiego i przetaczanie parawanu na terenie całej placówki.

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://eudamed.europa.eu/PL-MF-000035501)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Materiał wysięgnika teleskopowego	stal nierdzewna INOX
Rozpiętość parawanu [cm]	70-200
Regulacja wysokości parawanu	Tak
Wysokość parawanu [cm]	150-170
Zasłona zmywalna	Nie
Materiał zasłony	elanobawełna
Wymiary zasłony (szer. x wys.) [cm]	200x144
Maszt parawanu - materiał	stal nierdzewna
Sposób regulacji wysokości masztu	ręczna zaciskiem śrubowym
Zakres regulacji wysokości masztu [cm]	15-170
Materiał podstawy parawanu	stal lakierowana
Kółka - rodzaj	skrętne
Koła - średnica [mm]	50
Koła - blokowanie	hamulec (blokada jazdy)
Zakres obrotu w osi pionowej	0-180°
Szerokość podstawy [cm]	51
Ciężar parawanu [kg]	13
Numer katalogowy produktu	PRT 1
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370parmedAK
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Nazwa zgłoszona do organu	PRT 1 parawan medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurówce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl

SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24