

**TB3Rm**

## taboret lekarski ze stali kwasoodpornej na kółkach regulowany


 Polski producent  
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa  
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga  
pacjenta


Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i wyposażonej w kółka kierunkowe z miękkim bieżnikiem do zastosowania na twardych podłożach. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy krótkiego siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej). Dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest pod siedziskiem. Siedzisko taboretu lekarskiego obszyte jest tapicerką ze zmywalnego materiału skóropodobnego poddającego się dezynfekcji, zaś wypełnienie siedziska wykonane jest z elastycznej i średnio twardej pianki poliuretanowej. W podstawie taboretu znajduje się nieruchomy podnózek (obwód pod stopy). Przed zmianą oznaczeń przez producenta taboret posiadał indeks TB-03KO.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://www.eudamed.eu/PL-MF-00009262)
**PRODUCENT**

**Autoryzowany dystrybutor producenta**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE WYROBU

Rodzaj taboretu	<b>taboret / stółek bez oparcia</b>
Kształt siedziska taboretu	<b>obrotowe okrągłe</b>
Rodzaj siedziska taboretu	<b>tapicerowane</b>
Szerokość siedziska	<b>ø35 cm</b>
Regulacja wysokości siedziska	<b>pneumatyczna - siłownik gazowy</b>
Sposób regulacji wysokości	<b>ręczny</b>
Zakres regulacji wysokości	<b>48-60 cm</b>
Mechanizm TILT siedziska	<b>Nie</b>
Podnózek - obręcz pod stopy	<b>z obręczą</b>
Podstawa taboretu	<b>5-ramienna na kółkach</b>
Materiał podstawy taboretu	<b>stal kwasoodporna</b>
Maksymalne obciążenie	<b>150 kg</b>
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	<b>Tak</b>
Głębokość siedziska [cm]	<b>35</b>
Sposób regulacji wysokości siedziska	<b>sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem</b>
Podnózek - materiał	<b>stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9</b>
Regulacja podnóżka	<b>bez regulacji</b>
Średnica podstawy [cm]	<b>60</b>
Kółka - materiał	<b>tworzywo sztuczne z miękkim bieżnikiem, osłony ze stali ocynkowanej</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Kółka - blokada jazdy	<b>2 kółka z hamulcem</b>
Szerokość całkowita [cm]	<b>60</b>
Głębokość całkowita [cm]	<b>60</b>
Wysokość całkowita [cm]	<b>60</b>
Waga taboretu [kg]	<b>10,5</b>
Numer katalogowy produktu	<b>TB-02-100-RM-T_K2</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-TB/UC</b>

Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>TB-02 taboret serii TB</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>1 rok</b>
Gwarancja na elementy pneumatyczne	<b>1 rok</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>1 rok</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>12</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24