

TB3GNm

taboret lekarski ze stali kwasoodpornej na kółkach regulowany



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej z giętych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i wyposażonej w kółka kierunkowe z miękkim bieżnikiem do zastosowania na twardych podłożach. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy krótkiego silownika pneumatycznego (sprężyny gazowej). Nożna dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest w podstawie taboretu. Siedzisko taboretu lekarskiego obszyte jest tapicerką ze zmywalnego materiału skóropodobnego poddającego się dezynfekcji, zaś wypełnienie siedziska wykonane jest z elastycznej i średnio twardej pianki poliuretanowej. W podstawie taboretu znajduje się nieruchomy podnóżek (obręcz pod stopy). Przed zmianą oznaczeń przez producenta taboret posiadał indeks TB-03 KO/A (NP).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



TAPICERKA kolory

DANE PRODUKTU

Rodzaj taboretu	taboret / stolec bez oparcia
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø35 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - silownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	nożny
Zakres regulacji wysokości	55-67 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	z obręczą
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	stal kwasoodporna
Maksymalne obciążenie	150 kg
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Głębokość siedziska [cm]	35
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -przycisk nożny
Podnózek - materiał	stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9
Regulacja podnóżka	bez regulacji
Średnica podstawy [cm]	60
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne z miękkim bieżnikiem, osłony ze stali ocynkowanej
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokada jazdy	2 kółka z hamulcem
Szerokość całkowita [cm]	60
Głębokość całkowita [cm]	60
Wysokość całkowita [cm]	67
Waga taboretu [kg]	10,7
Numer katalogowy produktu	TB-03-100-NM-T_K2
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UD-DI	5904126-TB/UC
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Nazwa zgłoszona do organu	TB-03 taboret serii TB
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	12
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24