

PM-3Z

mobilny parawan lekarski zmywalny 3-
skrzydłowy w ramie metalowej




Nr 1
biały

Nr 2
niebieski

Nr 3
zielony

Kolory zasłon
parawanowych



Mobilny parawan medyczny (lekarski) 3-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości całkowitej 303 cm, wykonany w ramie z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały. Parawan posiada 3 skrzydła o szerokości 100 cm każde łączone zatrzaskami. Parawan wyposażony jest w ekrany (zasłony) z impregnowanej tkaniny zmywalnej w trzech kolorach do wyboru, wykonanej z poliestru z domieszką bawełny. Podstawa parawanu posiada 12 kół kierunkowych (skrętne). Parawan dostarczany jest w elementach do samodzielnego montażu.

Parawany lekarskie znajdują zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych, a także w placówkach opiekuńczych, zapewniając pacjentom standard intymności. Spełniają swoją rolę również jako parawany kosmetyczne, np. w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

Producent: U.B.M-Kotasińska



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 15 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	PM-3 zmywalny
Typ parawanu	3-skrzydłowy
Parawan niemagnetyczny MR	Nie
Wysokość parawanu	170 cm
Szerokość parawanu	300 cm
Materiał ramy	stal lakierowana
Materiał ekranu	tkanina zmywalna
Kółka w podstawie parawanu	Tak
Konstrukcja parawanu	profile stalowe
Wykończenie konstrukcji	lakier proszkowy
Szerokość skrzydeł [cm]	100/100/100
Szerokość podstawy [cm]	40
Podstawa parawanu	przejezdna z kółkami
Kola - średnica [mm]	50
Waga parawanu [kg]	11,8

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>