

JSK3/J-03

składany stojak kroplówki regulowany z głowicą

J-03 4 koszyki i pokrowcem



Składany stojak do kroplówek Juventas JSK3/J-03 wyposażony w głowicę J-03 z dwoma koszykami do butelek na wysięgniku teleskopowym z regulacją wysokości. Wsuwany wysięgnik wraz z głowicą wykonane są ze stali nierdzewnej. Kolumna stojaka wraz z 3-ramienną podstawą wykonane są z profili (rurki) ze stali nierdzewnej. Stojak wyposażony jest w pokrowiec transportowy z pasem naramiennym.

Składane stojaki medyczne znajdują zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w innych placówkach ochrony zdrowia. Idealnie sprawdzą się podczas zabiegów w domu pacjenta na wizytach domowych lub do użytku przez samych pacjentów w warunkach domowych. Są też odpowiednie na wyposażenie szpitali polowych oraz polowych ambulatoriów rozwijanych np. w czasie katastrof lub klęsk żywiołowych, a także na wyposażenie polowych punktów medycznych i drużyn pierwszej pomocy podczas zabezpieczania imprez masowych, zlotów i obozów harcerskich, rajdów samochodowych, itp.

Składany stojak do kroplówek JSK3 jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Regulacja wysokości głowicy	z regulacją
Wysokość całkowita stojaka	70-226 cm
Typ głowicy infuzyjnej	4 koszyki
Materiał głowicy	stal nierdzewna
Materiał kolumny stojaka	stal nierdzewna
Podstawa stojaka kroplówki	3-ramienna
Materiał podstawy stojaka	stal nierdzewna
Półka pod pompę infuzyjną	niedostępna
Wyposażenie dodatkowe	niedostępne
Niemagnetyczny stojak kroplówki	Nie
Stojak składany z pokrowcem	Tak
Stojak mobilny na kółkach	Nie
Dopuszczalne obciążenie głowicy	1 kg na 1 koszyk
Szerokość podstawy [cm]	45
Waga stojaka z głowicą [kg]	4,5
Numer katalogowy produktu	JSK 3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	59050807711R8
Nomenklatura wg URPLWMPB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. [25]
Siedziba producenta	[25] Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[25] 13 463 80 35 reklamacje@juventas.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>